



## 3-RAD-ROLLATOR 240

**UGS:** 20010

**180.00 CHF TVA incluse**

### SPEZIFIKATIONEN

- Höhe Boden-Griffe: 82,5–93 cm
- Gesamtbreite: 66 cm
- Gewicht: 7,7 kg
- Raddurchmesser: 19 cm
- Max. Benutzergewicht: 125 kg
- Farbe: Je nach Modell

**Categories:** [2. Mobilität](#), [3-Rad-Rollator](#)

## 3-RAD-ROLLATOR 240 – LEICHT, KOMPAKT UND EINFACH ZU MANÖVRIEREN

Der **3-Rad-Rollator 240** ist eine äusserst wendige Gehhilfe, ideal für den täglichen Gebrauch. Er kann sowohl im Innen- als auch im Aussenbereich verwendet werden. Dank seines **stabilen Stahlrahmens** bietet er sowohl Sicherheit als auch Langlebigkeit.

Dieses Modell lässt sich **senkrecht zusammenklappen** und bleibt im zusammengeklappten Zustand stehen. So lässt er sich sehr einfach hinter einer Tür oder in einer Zimmerecke verstauen, ohne Platz zu beanspruchen. Zudem wird er mit einer **weichen Tasche** geliefert, ideal zum sicheren Transport Ihrer persönlichen Gegenstände.

Die **ergonomischen Griffe** sind in 5 verschiedenen Höhen (in Schritten von 2,5 cm) verstellbar, wodurch eine präzise Anpassung an die Grösse des Benutzers möglich ist. Darüber hinaus ermöglicht das **Druckbremssystem** an den Griffen ein einfaches Blockieren der Hinterräder, was die Sicherheit beim Anhalten erhöht.

### □ **Eigenschaften des 3-Rad-Rollators 240:**

- Robuster und langlebiger Stahlrahmen
- Senkrecht zusammenklappbar, bleibt im zusammengeklappten Zustand stehen
- Griffe in 5 Höhen verstellbar (in Schritten von 2,5 cm)
- Einfach zu aktivierende Feststellbremsen
- Weiche Tasche für persönliche Gegenstände inklusive
- Für den Innen- und Aussenbereich geeignet
- Mehrere Farben je nach Modell verfügbar

### **Ein kompakter Rollator, konzipiert für Bewegungsfreiheit**

Der **3-Rad-Rollator 240** ist die ideale Wahl für Benutzer, die eine mobile, praktische und einfach zu handhabende Lösung wünschen. **Bestellen Sie noch heute – Schnelle Lieferung in der Schweiz!**