



## 4-RAD-ROLLATOR KOMBINIERT MIT TRANSPORTSTUHL

**UGS:** 20094

**249.00 CHF TVA incluse**

### SPEZIFIKATIONEN

- Griffhöhe: 80–93 cm
- Gesamtbreite: 60 cm
- Sitzfläche (BxT): 33,5 x 32 cm
- Sitzhöhe: 56 cm
- Gewicht: 8,8 kg
- Raddurchmesser: 20 cm
- Farbe: Silbergrau
- Max. Benutzergewicht: 160 kg

**Categories:** [2. Mobilität](#), [Rollator 4 Räder](#)

## 4-RAD-ROLLATOR KOMBINIERT MIT TRANSPORTSTUHL – VIELSEITIGKEIT UND KOMFORT IM ALLTAG

Der **4-Rad-Rollator kombiniert mit Transportstuhl** ist die ideale Lösung für Personen, die eine Gehhilfe suchen und gleichzeitig die Möglichkeit benötigen, sich zu setzen und über kurze Distanzen geschoben zu werden. Dieses vielseitige Modell vereint Stabilität, Wendigkeit und Sitzkomfort perfekt.

Dank seines **leichten Aluminiumrahmens** ist dieser Rollator einfach faltbar und sehr wendig. Seine schwenkbaren Vorderräder ermöglichen eine einfache Fortbewegung, selbst in engen Räumen. Zudem sind die **ergonomischen Griffe** höhenverstellbar (5 Positionen in 2,5-cm-Schritten) und passen sich so verschiedenen Nutzern an.

Bei der Verwendung als Transportstuhl sorgen die weiche Rückenlehne, der Sicherheitsgurt und die **hochklappbaren Fußstützen** für optimalen Komfort. Die Sitzfläche lässt sich zur einfachen Aufbewahrung hochklappen, und unter dem Sitz befindet sich eine Tasche für Ihre persönlichen Gegenstände.

### ☐ Hauptmerkmale:

- Kombinierte Nutzung: Rollator und Transportstuhl
- Faltbarer Aluminiumrahmen, leicht und robust
- Höhenverstellbare ergonomische Griffe
- Hochklappbare Fußstützen für mehr Praktikabilität
- Inklusive Sicherheitsgurt + weiche Rückenlehne
- Hinterräder mit Feststellbremsen

- Aufbewahrungstasche unter dem Sitz

## Ein wirklich multifunktionaler 4-Rad-Rollator

Wählen Sie den **4-Rad-Rollator kombiniert mit Transportstuhl**, um sich sicher fortzubewegen und bei Bedarf von einem bequemen Sitz zu profitieren. **Bestellen Sie ihn jetzt – Schnelle Lieferung in der Schweiz!**

□ **Demonstrationsvideo**