



4-RAD-ROLLATOR - TRANSPORTROLLSTUHL NEO-GLOBAL (IDENTITÄTEN)

UGS: 20171

399.00 CHF TVA incluse

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Rahmen: Aluminium
- Rahmen: faltbar
- Gesamtbreite: 60,5 cm
- Tiefe ohne Fußstützen: 74 cm
- Tiefe mit Fußstützen: 104 cm
- Griffhöhe: von 84,5 bis 97,5 cm
- Griffeinstellung: 6 Positionen
- Breite zwischen den Armlehnen: 46,5 cm
- Sitzbreite: 41 cm
- Sitztiefe: 31 cm
- Sitzhöhe: 55 cm
- Raddurchmesser: 20 cm
- Gewicht mit Fußstützen: 9,5 kg
- **Max. Nutzergewicht: 136 kg**
- Griffe: weich und anatomisch
- Fußstützen: abnehmbar
- Außenausstattung: Bordsteinrampen
- Inklusive Zubehör: abnehmbare weiche Tasche und Stockhalter
- Farbe: Lagunenblau

Categories: [2. Mobilität](#), [Rollator 4 Räder](#)

ROLLATOR UND TRANSPORTROLLSTUHL NEO GLOBAL – EINE VIELSEITIGE LÖSUNG FÜR IHRE MOBILITÄT

Der Neo Global kombiniert einen komfortablen Rollator zum Gehen und einen Transportrollstuhl, der es ermöglicht, bei Ermüdung von einem Angehörigen oder einer Pflegeperson geschoben zu werden.

Er ermöglicht es, einen Spaziergang selbstständig gehend zu beginnen und die Fortbewegung dann sitzend fortzusetzen, wenn die Ausdauer nachlässt.

Seine faltbare Aluminiumstruktur, die großen 20 cm Räder und die praktische Ausstattung machen ihn zu einer besonders geeigneten Lösung für Spaziergänge, Arztbesuche und begleitete Ausflüge.

Der Rollator Néo-Global bietet Ihnen eine Freiheit, die nur wenige Mobilitätshilfen bieten können.

WARUM DEN NEO GLOBAL 2-IN-1 WÄHLEN?

- Rollator und Transportrollstuhl in einem Gerät vereint
- **9,5 kg inklusive Fußstützen**
- Einfache und schnelle Umwandlung
- Faltbare Aluminiumstruktur
- Maximale Belastbarkeit von 136 kg
- **Sitzfläche 31 cm tief**
- Weiche und anatomische Griffe
- Große 20 cm Räder
- Bordsteinrampen für einfaches Überwinden von Hindernissen im Freien
- **Abnehmbare Fußstützen**
- Abnehmbare weiche Tasche inklusive
- Integrierter Stockhalter

GEHEN SIE, WENN SIE KÖNNEN. RUHEN SIE SICH AUS, WENN SIE ES BRAUCHEN.

Der Neo Global ermöglicht es dem Benutzer, eine Gehaktivität beizubehalten und gleichzeitig eine sofortige Lösung bei Ermüdung zur Verfügung zu haben.

Im Rollator-Modus bieten seine weichen und anatomischen Griffe einen komfortablen Halt. Ihre Höhe kann von 84,5 bis 97,5 cm eingestellt werden, um den Rollator an die Körpergröße des Benutzers anzupassen.

Die 55 cm hohe Sitzfläche ermöglicht es, sich auszuruhen oder von einer Begleitperson geschoben zu werden.

Diese Vielseitigkeit ist besonders geschätzt bei:

- Stadtspaziergängen
- Arztbesuchen
- Familienausflügen
- Reisen
- Ferien
- Tagen mit geringerer Ausdauer

AUCH FÜR PFLEGEPERSONEN GEDACHT: EINE EINFACHE UMWANDLUNG IN EINEN TRANSPORTROLLSTUHL

Die Umwandlung des Néo-Global erfordert kein Werkzeug. Um in den Transportrollstuhl-Modus zu wechseln, genügt es:

- die seitlich angebrachten Fußstützen hochzuklappen;
- die Rückenlehne umzudrehen;
- den Benutzer mit dem Rücken zur Begleitperson auf die Sitzfläche zu setzen.

Der Rollator wird so zu einem Transportrollstuhl, der es ermöglicht, die Strecke zu beenden, ohne dem Benutzer zusätzliche Anstrengung aufzuerlegen.

Das Ergebnis: ein komfortables, natürliches und sicheres Schieben.

INKLUSIVE AUSSTATTUNG

- Aufbewahrungstasche
- Bequemer Rückengurt
- Integrierte Fußstützen
- Sofortiger Wechsel in den Stuhlmodus

LIEFERUNG IN DER GANZEN SCHWEIZ

Der **Rollator - Transportrollstuhl NÉO-GLOBAL (Identitäten)** ist eine ideale Lösung für Personen, die einen leichten, komfortablen und eleganten Rollator für ihre täglichen Wege suchen.

