



## ROLLATOR 4 RÄDER - TRANSFERSTUHL VICTOR (IDENTITES)

**UGS:** 20170

**219.00 CHF TVA incluse**

### TECHNISCHE DATEN:

- Gesamtbreite: 60 cm
- Gesamttiefe: 65 cm
- Griffhöhe: 78 bis 89 cm
- Griffverstellung: 6 Positionen
- Breite zwischen den Armlehnen: 45,5 cm
- Sitzbreite: 35 cm
- Sitztiefe: 32 cm
- Sitzhöhe: 52 cm
- Raddurchmesser: 20 cm
- Gewicht: 8,8 kg
- Maximale Benutzerlast: 110 kg
- Bremsen: Betriebsbremsen mit Feststellfunktion
- Sitzfläche: gepolstert
- Rückenlehne: gepolstert und umkehrbar
- Fußstütze: hochklappbar
- Farbe: Bordeaux
- Ausgestattet mit Komfort-Armlehnen

**Categories:** [2. Mobilität](#), [Rollator 4 Räder](#)

## ROLLATOR UND TRANSFERSTUHL VICTOR – BLEIBEN SIE MOBIL OHNE ANGST VOR ERMÜDUNG

Der Victor vereint in einem einzigen Gerät einen stabilen Rollator zum Gehen und einen Transferstuhl, mit dem Sie von einem Angehörigen oder Pfleger nach Hause gebracht werden können, wenn Ermüdung eintritt.

Er ermöglicht es, einen Spaziergang gehend mit der Unterstützung des Rollators zu beginnen und sich dann bequem auf den Sitz zu setzen, um den Weg von einer Begleitperson geschoben fortzusetzen.

Dank seines gepolsterten Sitzes, der Rückenlehne aus Schaumstoff und der Komfort-Armlehnen bietet der Victor eine praktische Lösung für tägliche Ausflüge und Wege, bei denen die Ausdauer variieren kann.

**Der VICTOR bietet Ihnen eine Freiheit, die nur wenige Mobilitätshilfen ermöglichen.**

## □ WARUM DEN VICTOR 2-IN-1 WÄHLEN?

- **Rollator und Transferstuhl** vereint in **einem einzigen Produkt**
- Schneller Wechsel vom Geh- in den Rollstuhlmodus
- Hochklappbare Fußstütze
- Umkehrbare Rückenlehne
- Gepolsterte Sitzfläche
- Komfort-Armlehnen
- Große 20-cm-Räder
- Geringes Gewicht von 8,8 kg
- Maximale Belastbarkeit 110 kg

## GEHEN SIE SO LANGE, WIE SIE MÖCHTEN

Im Rollator-Modus bietet der Victor sicheren Halt beim Gehen. Die Grifffhöhe ist von 78 bis 89 cm verstellbar, um den Rollator an die Größe und Haltung des Nutzers anzupassen.

Seine 20-cm-Räder ermöglichen den täglichen Einsatz im Innenbereich sowie bei Spaziergängen im Freien auf ebenen Flächen.

Wenn die Müdigkeit einsetzt, kann sich der Nutzer setzen und von seiner Begleitperson transportiert werden.

Diese Vielseitigkeit ist besonders geschätzt bei:

- Stadtpaziergängen
- Arztbesuchen
- Familienausflügen
- Reisen
- Ferien
- Tagen mit geringerer Ausdauer

## AUCH FÜR PFLEGENDE GEDACHT: EINFACHER UMBAU ZUM TRANSFERSTUHL

Der Umbau des Victor erfordert kein Werkzeug; um in den Transferstuhl-Modus zu wechseln, genügt es:

- die Fußstütze auszuklappen;
- die Richtung der Rückenlehne zu ändern;
- den Nutzer mit dem Rücken zur Begleitperson auf den Sitz zu setzen.

So wird der Rollator zum Transferstuhl, der es ermöglicht, den Weg ohne zusätzliche Anstrengung für den Nutzer zu beenden.

**Das Ergebnis: ein komfortables, natürliches und sicheres Schieben.**

## INKLUSIVE AUSSTATTUNG

- Aufbewahrungstasche
- Komfortabler Rückengurt
- Integrierte Fußstützen
- Sofortiger Wechsel in den Rollstuhlmodus

## LIEFERUNG IN DER GANZEN SCHWEIZ

Der **Rollator - Transferstuhl VICTOR (Identités)** ist die ideale Lösung für Personen, die einen leichten, komfortablen und eleganten Rollator für ihre täglichen Wege suchen.



Étapes pour monter les accoudoirs

