



## 4-RAD-UNTERARM-ROLLATOR

**UGS:** 20129

**659.00 CHF TVA incluse**

### SPEZIFIKATIONEN

- Griffhöhe/Boden: 103 bis 115 cm
- Sitzhöhe/Boden: 58 cm
- Breite zwischen den Griffen: 44 cm
- Länge: 76 cm
- Gesamtbreite: 63 cm
- Max. Benutzergewicht: 120 kg
- Gewicht: 11 kg mit Korb und Tablett
- Farbe: Grau

**Categories:** [2. Mobilität](#), [Rollator 4 Räder](#)

## 4-RAD-UNTERARM-ROLLATOR – KOMFORT UND VERBESSERTE HALTUNG

Der **4-Rad-Unterarm-Rollator** wurde speziell für Personen entwickelt, die unter Schmerzen in den Handgelenken, Händen oder einer gebückten Haltung leiden. Dank seiner **Unterarmauflagen** ermöglicht er die Lastübertragung auf die Unterarme und entlastet die oberen Gelenke beim Gehen.

Dieser Rollator ist faltbar, praktisch und sicher. Er verfügt über bequeme **anatomische Griffe**, ein **multifunktionales Bremssystem** und einen **Sitz mit Rückenlehne** für angenehme Ruhepausen. Er ist ideal für den Innen- oder Aussenbereich auf ebenen Flächen.

### ☐ Vorteile des Unterarm-Rollators:

- Unterarmauflage für besseren Gelenkkomfort
- Ergonomische und verstellbare Griffe
- Sichere Bremsen mit Feststellfunktion
- Integrierter Sitz mit Rückenlehne zum Ausruhen
- Faltbare Struktur für einfache Lagerung

### Ein Rollator, der auf spezifische Bedürfnisse zugeschnitten ist

Der **Unterarm-Rollator** ist ideal für Personen, die mehr Stabilität und Haltungskomfort suchen. **Bestellen Sie ihn jetzt – schnelle Lieferung in der Schweiz.**