



ALOVA GALBÉ SCHAUMSTOFFKISSEN

UGS: 30028

240.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Höhe: 9 und 10 cm
- Höhe an der tiefsten Stelle: 6 bis 7 cm
- Tiefe: 41, 43, 44 cm
- Tiefe: 40, 47, 50 cm **auf Bestellung**
- Gesamtbreite: 40, 43, 45 cm
- Gesamtbreite: 38, 50, 52, 54, 56, 60 cm **auf Bestellung**
- Max. Benutzergewicht Benutzergewicht: 90 bis 200 kg je nach Größe
- Brandschutznormen: EN 597-1 und 2
- Waschbar bis 90 °C
- Lieferung inklusive Bezug

Categories: [3. Ruhe](#), [Kissen](#)

ALOVA GALBÉ SCHAUMSTOFFKISSEN – EINTAUCHEN UND DEKUBITUSPROPHYLAXE

Das **Alova Galbé Schaumstoffkissen** ist aus viskoelastischem Material geformt, um das Eintauchen der Kontaktzonen zu fördern und Maximaldruckwerte zu senken. Ideal für Patienten mit mittlerem bis hohem Dekubitusrisiko vereint es Komfort und Sicherheit.

□ Hauptmerkmale:

- **Viskoelastisch geformt:** Anatomische Form für optimales Eintauchen.
- **Rundumschutz:** Rutschfeste Unterseite des Bezugs, um das Kissen in Position zu halten.
- **Thermoregulierendes Textil:** Promust PU (polyurethanbeschichteter Jersey) für thermischen Komfort.
- **Krankenhaustauglichkeit:** Bezug beständig gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel.
- **Integrierter Griff:** Ermöglicht einfachen Transport und Entnahme.

Das zur Dekubitusprophylaxe und Komfortsteigerung entwickelte **Schaumstoffkissen** passt sich verschiedenen Pflegeumgebungen an und garantiert zuverlässige, hygienische Unterstützung.

Bestellen Sie jetzt Ihr Alova Galbé Schaumstoffkissen für effektiven Schutz und dauerhaften Komfort!

SKU	Preis	Description	Modèle	Longueur	Largeur
30028	240.00 CHF TVA incluse	SPEZIFIKATIONEN	Gewicht: 90 kg	41cm	40cm
30029	240.00 CHF TVA incluse	SPEZIFIKATIONEN	Gewicht: 120 kg	44cm	45cm

SKU	Preis	Description	Modèle	Longueur	Largeur
30030	240.00 CHF TVA incluse	SPEZIFIKATIONEN	Gewicht: 100 kg	43cm	43cm