



ANTI-REFLUX-URINAL (COPIE)

UGS: 50007

53.50 CHF – 66.00 CHF Preisspanne:
53.50 CHF bis 66.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Fassungsvermögen: 1 l
- Material: Polypropylen
- Farbe: Transparent
- Sterilisierbar: 130 °C oder Javel

Categories: [5. Hygiene/Inkontinenz,](#)
[Inkontinenz](#)

Kein Deckel nötig, um das Urinal zu verschließen: URSEC ist jederzeit einsatzbereit!

- Der Inhalt läuft nicht aus, unabhängig von der Position.
- Anti-Reflux-Kapazität: bis zu 1 Liter. Das reicht in der Regel für eine Nacht.
- Sichtbarer Füllstand: Es ist leicht zu erkennen, ob das URSEC-Urinal entleert und gereinigt werden muss.
- Einhändig verwendbar: Kein Rufen nötig, um einen Deckel/Verschluss zu öffnen oder wieder aufzusetzen.
- Umkehrbarer phosphoreszierender Griff: praktisch, um URSEC nachts ohne Licht wiederzufinden.
- Im Autoklaven bei 130 °C sterilisierbar. Alternativ Desinfektion mit kaltem Wasser und Javel.
- Praktisch geruchlos und diskret in der Anwendung (geräuschlos).
- Verschraubbarer Anti-Reflux: sicher, kein Risiko, dass er sich löst und den Inhalt verschüttet.
- Einfach und komfortabel zu halten dank abnehmbarem, umkehrbarem Griff und Griffmulden.
- Vid'Vite-System für hygienisches Entleeren ohne Spritzer.
- Ergonomisches Design, weicher hypoallergener Kunststoff.
- Lieferung mit 2 Stopfen zum Verschließen von Vid'Vite (normal und Sicherheit).
- Ideal für bettlägerige Patientinnen und Patienten, Menschen mit Behinderung, Autofahrten usw.
- ...
- Verbessert den Alltag und die Selbstständigkeit für Patientinnen und Patienten sowie deren Umfeld.

SKU	Preis	Description	Option
50007	66.00 CHF TVA incluse		Buchsenadapter
50007	53.50 CHF TVA incluse		Ohne Option

