



ANTI-REFLUX-URINAL

UGS: 50004

53.50 CHF – 66.00 CHF Preisspanne:

53.50 CHF bis 66.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Fassungsvermögen: 1 l
- Material: Polypropylen
- Farbe: Transparent
- Sterilisierbar: 130 °C oder Javel

Categories: [5. Hygiene/Inkontinenz](#), [Inkontinenz](#)

Kein Deckel nötig, um das Urinal zu verschließen: URSEC ist jederzeit einsatzbereit!

- Der Inhalt läuft nicht aus, unabhängig von der Position.
 - Anti-Reflux-Kapazität: bis zu 1 Liter. Das reicht in der Regel für eine Nacht.
 - Sichtbarer Füllstand: Es ist leicht zu erkennen, ob das URSEC-Urinal entleert und gereinigt werden muss.
 - Einhändig verwendbar: Kein Rufen nötig, um einen Deckel/Verschluss zu öffnen oder wieder aufzusetzen.
 - Umkehrbarer phosphoreszierender Griff: praktisch, um URSEC nachts ohne Licht wiederzufinden.
 - Im Autoklaven bei 130 °C sterilisierbar. Alternativ Desinfektion mit kaltem Wasser und Javel.
 - Praktisch geruchlos und diskret in der Anwendung (geräuschlos).
 - Verschraubbarer Anti-Reflux: sicher, kein Risiko, dass er sich löst und den Inhalt verschüttet.
 - Einfach und komfortabel zu halten dank abnehmbarem, umkehrbarem Griff und Griffmulden.
 - Vid'Vite-System für hygienisches Entleeren ohne Spritzer.
 - Ergonomisches Design, weicher hypoallergener Kunststoff.
 - Lieferung mit 2 Stopfen zum Verschließen von Vid'Vite (normal und Sicherheit).
 - Ideal für bettlägerige Patientinnen und Patienten, Menschen mit Behinderung, Autofahrten usw.
- ...
- Verbessert den Alltag und die Selbstständigkeit für Patientinnen und Patienten sowie deren Umfeld.

SKU	Preis	Description	Option
50004	66.00 CHF TVA incluse		Mit Damenaufsatz
50004	53.50 CHF TVA incluse		Ohne Damenaufsatz

