



## AUTONOMER TOILETTENSTUHL

UGS: 10134

~~1'990.00 CHF~~ Ursprünglicher Preis war:  
**1'990.00 CHF** 990.00 CHF Aktueller Preis ist:  
**990.00 CHF. TVA incluse**

### SPEZIFIKATIONEN

- Tiefe: 55 cm
- Breite: 61 cm
- Höhe: 64 bis 69 cm
- Gewicht: 19 kg
- Max. Benutzergewicht Max. Benutzergewicht: 160 kg
- Farbe: Weiß
- 3,5-Liter-Wassertank, ausreichend für 2 bis 3 Anwendungen

Categories: [1. Bad/Dusche/WC](#), [Toilettenstuhl](#)

**EINZIGARTIGES ABVERKAUFSANGEBOT: 1 PRODUKT ZUM SONDERPREIS VERFÜGBAR = CHF 990 statt CHF 1'990**

## AUTONOMER TOILETTENSTUHL – INTIMHYGIENE, KOMFORT UND UNABHÄNGIGKEIT

Der **autonome Toilettenstuhl Dignity Commode** gibt dem Benutzer Autonomie und Würde zurück, indem er die Intimhygiene ohne fremde Hilfe erleichtert. Er ermöglicht es Personen mit eingeschränkter Mobilität oder beginnendem Autonomieverlust, sich nach dem Toilettengang selbstständig zu reinigen, und bietet dabei optimalen Komfort sowie ein hohes Mass an Sicherheit.

**Dank seines integrierten Reinigungssystems** gibt der Stuhl einen **verstellbaren Wasserstrahl** für die Intimhygiene ab, gefolgt von einer **Warmlufttrocknung**. Das Wasser wird vorab auf eine angenehme Temperatur erwärmt. Nach Abschluss des Zyklus fließt das Abwasser in ein abnehmbares Becken, das leicht zu entleeren und zu reinigen ist.

Das elektronische Bidet ist abnehmbar, was eine unabhängige Reinigung des Gestells ermöglicht. Die Installation ist sehr einfach: Es ist kein Sanitäranschluss erforderlich, der Stuhl muss lediglich an eine Steckdose angeschlossen werden. Ein **kleiner seitlicher Tank** stellt die Frischwasserversorgung sicher.

### □ Vorteile des Toilettenstuhls Dignity Commode:

- Installation ohne Umbau: Plug & Play
- Wandfernbedienung mit grossen Tasten
- Verstellbarer Wasserstrahl und Duscharm, beheizbarer Sitz

- Integriertes Licht für die nächtliche Nutzung
- Verstellbare Rahmenhöhe für individuellen Komfort
- Mobiler Stuhl mit Verriegelungssystem für Stabilität

### **Maximale Autonomie im Alltag**

Der **autonome Toilettensstuhl** ist ideal zur Verbesserung der Lebensqualität der Benutzer, da er ihnen ermöglicht, ihre Hygiene diskret, komfortabel und sicher ohne fremde Hilfe zu bewältigen.

**Bestellen Sie Ihre Dignity Commode – Schnelle Lieferung in der Schweiz!**

