



BADESTUFE ASHBY STEP-2

UGS: 10013B

99.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Maße der Platte: 52 x 33 cm
- Mögliche Höhen: 10 oder 15 cm
- Max. Benutzergewicht: 190 kg

Categories: [1. Bad/Dusche/WC](#), [Trittstufe](#)

Trittstufe aus Kunststoff für einen einfacheren und sichereren Zugang zur Badewanne oder Dusche.

Zwei mögliche Höhen durch einfaches Umdrehen: Eine Seite bietet eine Stufe von 10 cm, die andere eine Stufe von 15 cm.

Nach dem Aufstellen sorgen 4 rutschfeste FüÙe für sicheren Halt.

Ein Schlitz in der Mitte erleichtert den Transport oder das Umstellen.

Aus einem Stück gefertigt, ist die Trittstufe leicht zu reinigen und autoklavierbar.

SKU

10013B

10013R

Preis

99.00 CHF TVA incluse

99.00 CHF TVA incluse

Description

SPEZIFIKATIONEN
SPEZIFIKATIONEN

Option

Farbe: Weiss

Farbe: Rot

