



## BADESTUFE ASHBY STEP-2

**UGS:** 10013B

**99.00 CHF TVA incluse**

### SPEZIFIKATIONEN

- Maße der Platte: 52 x 33 cm
- Mögliche Höhen: 10 oder 15 cm
- Max. Benutzergewicht: 190 kg

**Categories:** [1. Bad/Dusche/WC](#), [Trittstufe](#)

Trittstufe aus Kunststoff für einen einfacheren und sichereren Zugang zur Badewanne oder Dusche.

Zwei mögliche Höhen durch einfaches Umdrehen: Eine Seite bietet eine Stufe von 10 cm, die andere eine Stufe von 15 cm.

Nach dem Aufstellen sorgen 4 rutschfeste FüÙe für sicheren Halt.

Ein Schlitz in der Mitte erleichtert den Transport oder das Umstellen.

Aus einem Stück gefertigt, ist die Trittstufe leicht zu reinigen und autoklavierbar.

#### SKU

10013B

10013R

#### Preis

99.00 CHF TVA incluse

99.00 CHF TVA incluse

#### Description

**SPEZIFIKATIONEN**  
**SPEZIFIKATIONEN**

#### Option

Farbe: Weiss

Farbe: Rot

