



## BADEWANNENLIFTER GALAPAGOS

**UGS:** 10132

**690.00 CHF TVA incluse**

### SPEZIFIKATIONEN

- Gewicht: 9,6 kg ohne Fernbedienung
- Max. Lifterhöhe: 107,5 cm
- Sitzhöhe verstellbar von 8 bis 48 cm
- Maße der Bodenplatte: 31 x 61,2 cm
- Sitzmaße: B 36 cm x T 50 cm
- Maße Rückenlehne: 36 x 65 cm
- Max. Benutzergewicht Benutzergewicht: 140 kg
- Farbe: Weiß

**Categories:** [1. Bad/Dusche/WC](#), [Badewannensitz](#)

Dieses Produkt ist **nur auf Bestellung** erhältlich. Die Lieferzeit beträgt **2 bis 3 Wochen**. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.

## BADEWANNENLIFTER GALAPAGOS – KOMFORT, SICHERHEIT UND AUTONOMIE IN DER BADEWANNE

Der Badewannenlifter Galapagos ermöglicht ein komfortables Baden, da dieser Sitz Sie sanft auf den Boden Ihrer Badewanne absenkt und nach dem Baden wieder anhebt. Er wurde aus hochwertigem, recyceltem Leichtkunststoff gefertigt. Dadurch lässt sich der Badewannenlifter leichter transportieren oder verstauen (und somit auch auf Reisen mitnehmen). Der Lithium-Ionen-Akku für den Betrieb befindet sich in der Fernbedienung. Motor und Fernbedienung sind absolut wasserdicht und können sogar unter Wasser verwendet werden. Das robuste, gelenkige Fahrgestell ermöglicht eine Sitzhöhe von 8 cm bis 48 cm. Sicherheitsfunktion: Der Lifter senkt sich nicht mehr ab, wenn der Akku der Fernbedienung nicht mehr ausreichend geladen ist, und ermöglicht nur noch das Hochfahren des Liftsitzes. Komplette gepolstert, auch an den Seitenklappen. Das Produkt erfordert keine Montage und ist sofort einsatzbereit.

## □ Eigenschaften des Badewannenlifters Galapagos:

- Sitzmaße: B 40 x T 50 x H 8 bis 48 cm. Breite mit Seitenklappen: 72,5 cm. Rückenlehne: B 36 x H 65 cm. Bodenplatte: B 31 x T 61,2 cm. Heben 45 s, Senken 30 s. Akku 15 V 2,2 Ah. Ladezeit 3 Stunden. Max. Rückenlehnenneigung 45°. Gewicht ohne Fernbedienung: 9,6 kg. Max. Benutzergewicht: 140 kg. Lebenslange Garantie auf Motor und Struktur, 2 Jahre auf Akku und Fernbedienung.

## Sicherer Zugang zur Badewanne

Der **Badewannenlifter Galapagos** ist die ideale Lösung, um Autonomie, Komfort und Sicherheit zu vereinen. Er fügt sich problemlos in Ihr Badezimmer ein und passt sich den Bedürfnissen jedes Nutzers an.

