



BARIATRISCHER ROLLATOR GOLIAT (4 RÄDER, MAX. 200 KG)

UGS: 20145
610.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Sitzhöhe: 49–56 cm
- Sitzbreite: 55 cm
- Gesamtbreite: 65 cm
- Gesamtlänge: 75 cm
- Sitztiefe: 41 cm
- Höhenverstellbare Griffe: 83 bis 102 cm
- Max. Belastung Korb: 5 kg
- Max. Steigung: 15°
- Multifunktionsbremsen
- Räder: 20 cm
- Gewicht: 10,7 kg
- Max. Benutzergewicht: 200 kg

Categories: [2. Mobilität](#), [Rollator 4 Räder](#)

Dieses Produkt ist **nur auf Bestellung** erhältlich. Die Lieferzeit beträgt **2 bis 3 Wochen**. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.

BARIATRISCHER ROLLATOR GOLIAT (4 RÄDER, MAX. 200 KG) – ROBUSTHEIT UND KOMFORT

Der **bariatrische Rollator Goliat (4 Räder)** wurde speziell für Nutzer bis **200 kg** entwickelt und bietet **solide Stabilität** sowie **optimalen Komfort**. Dieses XXL-Modell ist ideal für Personen, die eine **zuverlässige Unterstützung** im Alltag suchen.

□ Eigenschaften des bariatrischen Rollators Goliat (4 Räder):

- **Belastbarkeit bis 200 kg**, ideal für Personen, die eine verstärkte Unterstützung benötigen
- **Robuste Bauweise** mit breiter Basis für verbesserte Stabilität
- **Ergonomische Griffe** für einen komfortablen Halt
- **Leicht zusammenklappbar** für praktische Aufbewahrung und Transport
- **Feststellbremsen** für erhöhte Sicherheit

Ob für den Innen- oder Außenbereich, der **Rollator Goliat** garantiert ein komfortables und sicheres Mobilitätsenerlebnis. Sein **angepasstes Design** bietet außergewöhnliche Bewegungsfreiheit und Stabilität.

Entdecken Sie ihn im Video:

Bestellen Sie noch heute Ihren bariatrischen Rollator Goliat (4 Räder, max. 200 kg) und profitieren Sie von erhöhter Mobilität und optimalem Komfort!

