



BARIATRISCHER TOILETTENSTUHL

UGS: 10145
280.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Gesamthöhe: 90 cm
- Gesamtbreite: 87 cm
- Gesamttiefe: 53 cm
- Sitzhöhe: 52 cm
- Sitzbreite: 75 cm
- Sitztiefe: 45 cm
- Materialien: Epoxidstahl, wasserdichtes PVC
- Gewicht: 9,5 kg
- Maximales Benutzergewicht: 160 kg

Categories: [1. Bad/Dusche/WC, Toilettenstuhl](#)

BARIATRISCHER TOILETTENSTUHL – STABIL, GERÄUMIG UND HYGIENISCH

Der **bariatrische Toilettenstuhl** ist speziell für die Bedürfnisse von Personen mit hohem Körpergewicht konzipiert. Seine verstärkte Struktur gewährleistet optimale Stabilität und Belastbarkeit während des Gebrauchs, während er gleichzeitig Komfort und Hygiene im Alltag garantiert.

Dieses Modell bietet eine **festen und breiten Sitzfläche** mit einem **anatomischen Ausschnitt von 21 x 25 cm**, der die Intimhygiene erleichtert. Der **5-Liter-Eimer** kann von oben oder von der Seite entnommen werden, was sowohl für Pflegepersonal als auch für Benutzer Flexibilität bietet.

Obwohl der Stuhl nicht höhenverstellbar ist, bietet er eine Standardhöhe, die den meisten Anforderungen gerecht wird. Sein robustes Design erfüllt die Anforderungen eines intensiven Gebrauchs zu Hause oder in Einrichtungen.

☐ Merkmale des bariatrischen Toilettenstuhls:

- Robuste XXL-Struktur für bariatrischen Gebrauch
- Komfortable feste Sitzfläche mit 21 x 25 cm Ausschnitt
- 5-Liter-Eimer, von der Seite oder von oben entnehmbar
- Leicht zu reinigende und zu pflegende Materialien
- Entwickelt für Benutzer mit hohem Körpergewicht

Eine stabile Lösung für spezifische Bedürfnisse

Der **bariatrische Toilettenstuhl** bietet eine praktische und sichere Lösung zur Förderung der Selbstständigkeit von Personen mit Adipositas. Er vereint Belastbarkeit, Komfort und einfache

Pflege.

Bestellen Sie Ihren XXL-Toilettenstuhl – Schnelle Lieferung in der Schweiz!