



## BETT-AUFRICHTHILFE

**UGS:** 30053

**159.00 CHF TVA incluse**

### SPEZIFIKATIONEN

- Bodenplatte bis Ende des Handlaufs: 81 cm
- Bodenplatte: 51 x 16,5 cm
- Rahmenhöhe (niedrigster Punkt): 40 cm
- Rahmenhöhe (höchster Punkt): 74 cm
- Breiteneinstellung Einzelbett: 76,2 bis 122 cm
- Breiteneinstellung Doppelbett: 137,2 bis 152,5 cm
- Material: Epoxidbeschichteter Stahl
- Farbe: Weiß
- Max. Benutzergewicht: 127 kg

**Categories:** [3. Ruhe](#), [Aufrichthilfe](#)

## BETT-AUFRICHTHILFE – RISE EASY PRAKTISCH UND SICHER

Die **Bett-Aufrichthilfe** Rise Easy wird unter den Füßen oder Rollen Ihres Bettes platziert. Ihr Stahlrahmen erleichtert die Bewegungen des Oberkörpers und bietet Ihnen einen soliden Halt zum Aufstehen oder Vorbeugen.

### □ Hauptmerkmale:

- **Befestigung unter dem Bett:** Wird einfach unter Füße oder Rollen geschoben.
- **Zuverlässige Stütze:** Robuster Stahlrahmen für sicheren Halt.
- **Beidseitige Nutzung:** Passend für die linke oder rechte Bettseite.
- **Werkzeuglose Montage:** Schnelle Installation ohne Demontage.
- **Diskret im Design:** Schlankes Profil, beansprucht kaum Platz unter dem Bett.

Dank der **Aufrichthilfe Rise Easy** gewinnen Sie bereits beim Aufwachen an Autonomie und Komfort.

**Entdecken Sie es in Aktion in diesem Video:**

**Bestellen Sie Ihre Bett-Aufrichthilfe jetzt für eine optimale tägliche Unterstützung!**

