



## BETTGALGEN MIT STANDFUSS

**UGS:** 30017

**250.00 CHF TVA incluse**

### SPEZIFIKATIONEN

- Gesamthöhe: 200–220 cm
- Einstellhöhe des Triangelgriffs: 125–148 cm
- Gesamtbreite: 70 cm
- Fußlänge: 120 cm
- Max. Zuggewicht: 80 kg

**Categories:** [3. Ruhe](#), [Rund ums Bett](#)

## BETTGALGEN MIT STANDFUSS – EINFACHES UND SICHERES UMPOSITIONIEREN

Der **Bettgalgen mit Standfuß** erleichtert das Umpositionieren und den Lagewechsel von Patienten. Er wird neben einem Standardbett oder Ruhesessel platziert, um einen stabilen Stützpunkt zu bieten.

### □ Hauptmerkmale:

- **Stahlrahmen** mit weißer Epoxid-Lackierung für optimale Widerstandsfähigkeit.
- **Universelle Kompatibilität:** Geeignet für Standardbetten und Ruhesessel.
- **Erhöhte Stabilität:** Breiter Standfuß für sicheren Halt.
- **Ergonomischer Griff:** Ermöglicht minimalen Kraftaufwand beim Umpositionieren.
- **Einfache Installation:** Wird ohne komplexe Werkzeuge auf dem Boden aufgestellt.

Der **Bettgalgen** ist ein unverzichtbares Zubehör für die häusliche oder stationäre Pflege und garantiert Komfort und Sicherheit bei jeder Anwendung.

**Bestellen Sie Ihren Bettgalgen mit Standfuß jetzt für ein müheloses Umpositionieren!**