



BETTGALGEN MIT STANDFUSS

UGS: 30017

250.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Gesamthöhe: 200–220 cm
- Einstellhöhe des Triangelgriffs: 125–148 cm
- Gesamtbreite: 70 cm
- Fußlänge: 120 cm
- Max. Zuggewicht: 80 kg

Categories: [3. Ruhe](#), [Rund ums Bett](#)

BETTGALGEN MIT STANDFUSS – EINFACHES UND SICHERES UMPOSITIONIEREN

Der **Bettgalgen mit Standfuß** erleichtert das Umpositionieren und den Lagewechsel von Patienten. Er wird neben einem Standardbett oder Ruhesessel platziert, um einen stabilen Stützpunkt zu bieten.

□ Hauptmerkmale:

- **Stahlrahmen** mit weißer Epoxid-Lackierung für optimale Widerstandsfähigkeit.
- **Universelle Kompatibilität:** Geeignet für Standardbetten und Ruhesessel.
- **Erhöhte Stabilität:** Breiter Standfuß für sicheren Halt.
- **Ergonomischer Griff:** Ermöglicht minimalen Kraftaufwand beim Umpositionieren.
- **Einfache Installation:** Wird ohne komplexe Werkzeuge auf dem Boden aufgestellt.

Der **Bettgalgen** ist ein unverzichtbares Zubehör für die häusliche oder stationäre Pflege und garantiert Komfort und Sicherheit bei jeder Anwendung.

Bestellen Sie Ihren Bettgalgen mit Standfuß jetzt für ein müheloses Umpositionieren!