



## BETTLEITER

**UGS:** 30016

**32.00 CHF TVA incluse**

### SPEZIFIKATIONEN

- Gesamtlänge: 300 cm
- Gewicht: 0,285 kg
- Sprossenlänge: 20 cm
- Ø Sprosse: 2,5 cm
- Abstand zwischen den Sprossen: 18 cm
- Farbe: Weiß
- Max. Benutzergewicht Benutzergewicht: 114 kg

**Categories:** [3. Ruhe](#), [Rund ums Bett](#)

## BETTLEITER – SEILE UND STARRE SPROSSEN

Die **Bettleiter** besteht aus zwei Seilen zur Befestigung an den Bettfüßen und vier Sprossen aus hartem Kunststoff. Sie bietet einen sicheren und stabilen Haltepunkt – unabhängig vom Bettentyp.

### □ Hauptmerkmale:

- **Zwei verstellbare Seile:** Passen sich einfach an die Betthöhe an.
- **Vier starre Sprossen:** Ermöglichen ein sicheres Hoch- und Herunterziehen.
- **Einfache Befestigung:** Wird ohne Werkzeug an den Bettfüßen angebracht.
- **Langlebige Materialien:** Verstärkter Kunststoff für den täglichen Gebrauch.
- **Für alle Betten geeignet:** Passend für Standard- und erhöhte Betten.

Die **Leiter** erleichtert den Zugang und verbessert die Mobilität – sicher und komfortabel im Alltag.

**Bestellen Sie Ihre Bettleiter jetzt für einen leichteren Zugang zu Ihrem Bett!**