



BREITBASIGER, HÖHENVERSTELLBARER VIERFUSSGEHSTOCK

UGS: 20058

79.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Höhe: 74–100 cm
- Gewicht: 1,2 kg
- Standfläche: 38x26x23 cm
- Max. Benutzergewicht Benutzergewicht: 125 kg

Categories: [2. Mobilität](#), [Dreifuß- und Vierfußgehstock](#)

BREITBASIGER, HÖHENVERSTELLBARER VIERFUSSGEHSTOCK – MAXIMALE STABILITÄT UND GEHKOMFORT

Der **breitbasige, höhenverstellbare Vierfußgehstock** wurde entwickelt, um allen Personen, die sich sicher fortbewegen möchten, eine außergewöhnliche Stabilität zu bieten. Dank seiner verbreiterten Basis mit vier Auflagepunkten ermöglicht er ein sicheres Gehen, selbst auf unebenem oder rutschigem Untergrund.

Tatsächlich verleiht ihm seine **Basis aus verchromtem Stahl** eine extreme Robustheit, während der **Schwanenhals aus Aluminium** für große Leichtigkeit sorgt. Somit ist er sowohl stabil als auch einfach zu handhaben. Darüber hinaus gewährleistet der **ergonomisch geformte Griff** einen bequemen und rutschfesten Halt, was die Sicherheit bei jedem Schritt erhöht.

Des Weiteren ist der Gehstock **höhenverstellbar**, wodurch er sich leicht an die Größe des Benutzers anpassen lässt. Er eignet sich somit sowohl für ältere Menschen als auch für Benutzer in der Rehabilitationsphase. Durch die Kombination von Stabilität, Komfort und Anpassungsfähigkeit ist dieser **breitbasige Vierfußgehstock** eine sinnvolle Wahl für den Alltag.

□ Hauptmerkmale:

- Breite Vierfußbasis für erhöhte Stabilität
- Robuste und langlebige Struktur aus verchromtem Stahl
- Leichter Schwanenhals aus Aluminium
- Ergonomisch geformter Griff für bequemen Halt
- Höhenverstellbar für eine individuelle Anpassung

Eine sichere und vielseitige Gehhilfe

Wählen Sie den **breitbasigen, höhenverstellbaren Vierfußgehstock** für zuverlässigen und

komfortablen Halt im Alltag. **Jetzt bestellen – Schnelle Lieferung in der Schweiz!**