

## DREHKISSEN/DREHSCHEIBE SIT'N TURN



**UGS:** 30057

**45.00 CHF TVA incluse**

### SPEZIFIKATIONEN

- Durchmesser: 39 cm
- Höhe: 4 cm
- Max. Benutzergewicht: 90 kg

**Categories:** [3. Ruhe](#), [Kissen](#)

## DREHKISSEN/DREHSCHEIBE SIT'N TURN – FLÜSSIGE DREHUNG UND KOMFORT

Das **Drehkissen/die Drehscheibe Sit'n Turn** bietet eine halbfeste, drehbare Sitzfläche. Sein System aus Drehplatten mit Kugellagern sorgt für eine sanfte und geräuscharme Rotation. Dieser Mechanismus reduziert die Reibung und entlastet den Lendenbereich beim Transfer zwischen dem Sitz und anderen Sitzgelegenheiten.

### □ Mechanismus und Zusammensetzung:

- Zwei starre Scheiben: sorgen für Stabilität und Langlebigkeit
- Kugellager: garantieren eine flüssige und geräuscharme Drehung
- Schaumstoffkissen 24 kg/m<sup>3</sup>: bieten eine halbfeste Unterstützung
- Abnehmbarer Mikrofaserbezug: waschbar und hygienisch
- Rutschfeste Unterseite: hält die Scheibe an ihrem Platz

Diese Drehscheibe lässt sich ohne Werkzeug einfach unter jede Art von Sitzfläche schieben, um sofortige Unterstützung zu bieten. Leicht und kompakt, kann sie überall in einer Tasche oder einem Korb mitgenommen werden.

### □ Praktische Anwendungen:

- Erleichterung des Transfers Auto-Rollstuhl
- Unterstützung für Personen mit eingeschränkter Mobilität
- Mehr Komfort im Büro oder am Tisch
- Häuslicher und professioneller Gebrauch

### □ Pflege und Wartung:

- Abnehmbarer Bezug: Maschinenwäsche bei 40 °C
- Reinigung der Scheibe: ein feuchtes Tuch genügt
- Regelmäßige Überprüfung der Lager zur Gewährleistung der Langlebigkeit

Die Drehhilfe Sit'n Turn ist die ideale Lösung zur Verbesserung der Autonomie und zur Reduzierung der täglichen Anstrengung. Ihr praktisches Format lässt sich leicht verstauen und mühelos

transportieren.

**Bestellen Sie jetzt Ihr Drehkissen/Ihre Drehscheibe Sit'n Turn für müheloses Drehen und maximalen Komfort!**