



## DREHKISSEN / DREHSCHLEIBE

**UGS:** 30019

**128.00 CHF TVA incluse**

### SPEZIFIKATIONEN

- Maße: Durchmesser 38 cm
- Gewicht: 0,26 kg
- Farbe: Blau

**Categories:** [3. Ruhe](#), [Kissen](#)

## DREHKISSEN / DREHSCHLEIBE – SANFTES DREHEN FÜR SITZE UND BETTEN

Das **Drehkissen / die Drehscheibe** wird auf Autositzen, Betten und Stühlen verwendet, um den Positionswechsel zu erleichtern. Sein Drehmechanismus ermöglicht ein sanftes Schwenken bis zur idealen Haltung, wodurch Anstrengungen sowie Verspannungen im Rücken- und Hüftbereich reduziert werden.

### □ Hauptmerkmale:

- **Doppel-Scheiben-Mechanismus:** Zwei flexible, reibungsarme Scheiben drehen sich entgegengesetzt auf einer zentralen Metallscheibe.
- **Schaumstoffkissen:** Bietet angepassten Komfort, bezogen mit einem wasserdichten Stoff für eine einfache Pflege.
- **Klettverschluss-Befestigung:** Garantiert die Stabilität der Scheibe auf jeder Oberfläche, auch auf geneigten Flächen.
- **Rutschfeste Unterseite:** Sorgt für sicheren Halt und verhindert ungewolltes Verrutschen.
- **Materialmix:** Außenseite aus strapazierfähiger Baumwolle und Innenseite aus Nylon für maximale Langlebigkeit.

Dank seines leichten und kompakten Designs lässt sich das Drehkissen / die Drehscheibe einfach unter die Hüften oder auf den Sitz schieben. Es kann überallhin mitgenommen werden, in einer Tasche oder Aufbewahrungsbox, um Sie unterwegs zu begleiten.

### □ Anwendungen:

- Erleichtert das Ein- und Aussteigen aus dem Auto
- Unterstützt mühelose Transfers zwischen Bett und Sessel
- Verbessert den Komfort im Büro oder am Tisch

### □ Pflege und Reinigung:

- Schnelle Reinigung mit einem feuchten Tuch und milder Seife
- Geeignet für chlorfreie Desinfektionsmittel für den medizinischen Gebrauch

Das **Drehkissen / die Drehscheibe** ist die ideale Lösung, um die Autonomie zu verbessern und Verspannungen bei jedem Transfer oder jeder Umpositionierung vorzubeugen.

**Bestellen Sie jetzt Ihr Drehkissen / Ihre Drehscheibe für sanftes Drehen und optimalen Komfort!**