



DREIECKIGER DUSCHHOCKER EDGE

UGS: 10153

120.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Platzbedarf: Boden 50–52 cm
- Sitzbreite: 40 x 40 x 40 cm
- Höhe: 42–57 cm
- Sitz: Polypropylen
- Beine: Aluminium
- Farbe: Grau
- Gewicht: 2,6 kg
- Max. Benutzergewicht: 130 kg

Categories: [1. Bad/Dusche/WC](#), [Duschhocker](#)

DREIECKIGER DUSCHHOCKER EDGE – KOMPAKT, STABIL UND ERGONOMISCH

Der **dreieckige Duschhocker Edge** der Marke Etac wurde speziell für kleine Räume und schmale Duschkabinen entwickelt. Seine intelligente Dreiecksform ermöglicht eine optimale Positionierung in einer Duschecke und bietet gleichzeitig eine komfortable und stabile Sitzfläche.

Dank seiner drei verstellbaren Beine können Sie die Höhe jedes Beins individuell anpassen. Dies ermöglicht es, bei Bedarf die Sitzfläche zu neigen, um Hüftschmerzen zu lindern. Zudem kann der Sitz leicht überstiegen werden, um ungehindert in die Dusche zu gelangen, was die Bewegungsfreiheit deutlich verbessert.

Sein kompaktes Design (Platzbedarf am Boden zwischen 50 und 52 cm) ist ideal für kleine Badezimmer. Er lässt sich leicht transportieren und reinigen und garantiert dank seiner außergewöhnlichen Stabilität hohe Sicherheit.

□ Eigenschaften des Edge-Hockers:

- Dreiecksform für Platzersparnis
- Geeignet für kleine Räume und schmale Duschen
- Individuell verstellbare Beine für eine angepasste Neigung
- Ergonomische Sitzfläche, stabil und leicht zu reinigen
- Platzbedarf am Boden: 50–52 cm

Ein innovativer und komfortabler Duschhocker

Der **dreieckige Duschhocker Edge** ist eine hervorragende Lösung für Anwender, die einen diskreten, anpassbaren und ergonomischen Duschsitz suchen. Er eignet sich perfekt für Personen mit eingeschränkter Mobilität oder in der Genesungsphase.

Jetzt bestellen – Schnelle Lieferung in der Schweiz!

| SKU | Preis | Description | Hauteur |
|-------|------------------------|---|----------|
| 10153 | 120.00 CHF TVA incluse | SPEZIFIKATIONEN Entdecken Sie den dreieckigen Duschhocker: kompakt, stabil und rutschfest. Ideal für kleine Räume. Komfort und Sicherheit. Schnelle Lieferung in der Schweiz! | Standard |
| 10154 | 120.00 CHF TVA incluse | SPEZIFIKATIONEN | Niedrig |

