



DUSCH- UND TOILETTENROLLSTUHL AQUATEC OCEAN ERGO 5" (COPIE)

UGS: 10133

990.00 CHF – 1'449.00 CHF Preisspanne:

990.00 CHF bis 1'449.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Sitzhöhe verstellbar von 475 bis 600 mm
- Sitzfläche und Rückenlehne abnehmbar für eine einfache Reinigung
- Hochklappbare und abnehmbare Armlehnen
- Spannungsverstellbarer Rückenbezug
- Höhenverstellbare Fußstützen
- Gesamtbreite: (5"-Räder 56 cm) (24"-Räder 67,5 cm)
- Tiefe ohne Fußstützen: (5"-Räder 70 cm) (24"-Räder 85,5 cm)
- Sitzbreite: 48 cm
- Sitztiefe: 45 cm
- Sitzhöhe: 47,5 bis 60 cm
- Breite zwischen den Armlehnen: 46 cm
- Sitzhöhe: 47,5 bis 60 cm
- Gewicht: (5"-Räder 14,5 kg) (24"-Räder 19,5 kg)
- Farbe: Weiß
- Max. Benutzergewicht: 150 kg
- Spannungsverstellbarer Rückenbezug, waschbar bei 60 °C

Categories: [1. Bad/Dusche/WC](#), [Duschstuhl](#)

Dieses Produkt ist **nur auf Bestellung** erhältlich. Die Lieferzeit beträgt **2 bis 3 Wochen**. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.

DUSCH- UND TOILETTENROLLSTUHL AQUATEC OCEAN ERGO 5" – ROBUST, MODULAR UND EINFACH ZU BEDIENEN

Der **Dusch- und Toilettenrollstuhl Aquatec Ocean Ergo 5"** wurde entwickelt, um Patienten und Pflegekräften Komfort, Sicherheit und Praktikabilität zu bieten. Er eignet sich dank seiner robusten

und anpassungsfähigen Bauweise sowohl für den Einsatz zu Hause als auch in medizinischen Einrichtungen.

Sein **korrosionsbeständiger Edelstahlrahmen** ist ideal für den regelmäßigen Gebrauch, auch in chlorhaltiger Umgebung. Die Sitzfläche ist **werkzeuglos von 475 bis 600 mm höhenverstellbar**, was eine schnelle Anpassung an den Benutzer und die Umgebung ermöglicht.

Der spannungsverstellbare Rückenbezug ist bei 60 °C waschbar und bietet hervorragenden Halt. Zudem sind **Sitzfläche und Rückenlehne abnehmbar**, um die Reinigung zu erleichtern. Die Fußstützen sind rutschfest, **höhenverstellbar und abschwenkbar**, ebenso wie die Armlehnen, um sichere seitliche Transfers zu ermöglichen.

Die Montage ist einfach und erfolgt werkzeuglos. Jedes Element lässt sich für den Transport oder die Reinigung schnell demontieren. **Ein umfangreiches Zubehörsortiment** ist ebenfalls erhältlich, um den Stuhl anzupassen: als Duschrollstuhl mit 24"-Rädern, als XL-Version bis 180 kg und vieles mehr.

□ Eigenschaften des Aquatec Ocean Ergo 5"

- Korrosionsbeständiger Edelstahl – geeignet für chlorhaltige Umgebungen
- Werkzeuglos höhenverstellbare Sitzfläche: 475 bis 600 mm
- Spannungsverstellbarer und waschbarer Rückenbezug
- Rutschfeste, verstellbare und abschwenkbare Fußstützen
- Einfache, werkzeuglose Montage – zerlegbare Struktur
- Zahlreiches Zubehör für individuelle Anpassung erhältlich

Komfort und Sicherheit im Alltag

Der **Dusch- und Toilettenrollstuhl Aquatec Ocean Ergo 5"** ist eine langlebige und anpassungsfähige Lösung für die regelmäßige Körperpflege. Er vereint Komfort, Benutzerfreundlichkeit und optimale Sicherheit, um den Anforderungen aller Anwender gerecht zu werden.

Bestellen Sie Ihren Ocean Ergo – Schnelle Lieferung in der Schweiz!

SKU	Preis	Description	Options
10133-1	990.00 CHF TVA incluse		Standard
10133-2	1'069.00 CHF TVA incluse		Porte-pot + Pot
10133-3	1'299.00 CHF TVA incluse		Porte-pot + Pot + Assise souple
10133-4	1'149.00 CHF TVA incluse		Standard
10133-5	1'249.00 CHF TVA incluse		Porte-pot + Pot
10133-6	1'449.00 CHF TVA incluse		Porte-pot + Pot + Assise souple



					
	Largeur d'assisement	Profondeur d'assisement	Hauteur dossier	Largeur bas du dossier	Profondeur bas du dossier
Osseus Ergo	480 mm	480 mm	475 - 850 mm	585 mm	900 mm
Osseus Ergo XL	480 mm	480 mm	475 - 850 mm	640 mm	920 mm
Osseus 24" Ergo	480 mm	480 mm	475 - 850 mm	670 mm	950 mm
Osseus 24" Plus XL	480 mm	480 mm	475 - 850 mm	670 mm	950 mm
Osseus V8 Ergo	480 mm	480 mm	475 - 850 mm	685 mm	950 mm
Osseus Dual V8 Ergo	480 mm	480 mm	475 - 850 mm	685 mm	950 mm

					
	Largeur entre les roues avant	Angle d'inclinaison du dossier	Angle d'inclinaison du dossier	Poids total	Poids max. utilis.
Osseus Ergo	458 mm	-	-	17 kg	95 kg
Osseus Ergo XL	525 mm	-	-	18 kg	95 kg
Osseus 24" Ergo	458 mm	-	-	23 kg	95 kg
Osseus 24" Plus XL	525 mm	-	-	24 kg	95 kg
Osseus V8 Ergo	458 mm	0° - 40°	-	25,5 kg	95 kg
Osseus Dual V8 Ergo	458 mm	0° - 40°	0° - 30°	26,5 kg	95 kg