



DUSCH- UND TOILETTE NOLLSTUHL AQUATEC OCEAN ERGO 5" (COPIE)

UGS: 10133

990.00 CHF – 1'449.00 CHF Preisspanne:

990.00 CHF bis 1'449.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Sitzhöhe verstellbar von 475 bis 600 mm
- Sitzfläche und Rückenlehne abnehmbar für eine einfache Reinigung
- Hochklappbare und abnehmbare Armlehnen
- Spannungsverstellbarer Rückenbezug
- Höhenverstellbare Fußstützen
- Gesamtbreite: (5"-Räder 56 cm) (24"-Räder 67,5 cm)
- Tiefe ohne Fußstützen: (5"-Räder 70 cm) (24"-Räder 85,5 cm)
- Sitzbreite: 48 cm
- Sitztiefe: 45 cm
- Sitzhöhe: 47,5 bis 60 cm
- Breite zwischen den Armlehnen: 46 cm
- Sitzhöhe: 47,5 bis 60 cm
- Gewicht: (5"-Räder 14,5 kg) (24"-Räder 19,5 kg)
- Farbe: Weiß
- Max. Benutzergewicht: 150 kg
- Spannungsverstellbarer Rückenbezug, waschbar bei 60 °C

Categories: [1. Bad/Dusche/WC](#), [Duschstuhl](#)

Dieses Produkt ist **nur auf Bestellung** erhältlich. Die Lieferzeit beträgt **2 bis 3 Wochen**. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.

DUSCH- UND TOILETTE NOLLSTUHL AQUATEC OCEAN ERGO 5" – ROBUST, MODULAR UND EINFACH ZU BEDIENEN

Der **Dusch- und Toilettenrollstuhl Aquatec Ocean Ergo 5"** wurde entwickelt, um Patienten und Pflegekräften Komfort, Sicherheit und Praktikabilität zu bieten. Er eignet sich dank seiner robusten

und anpassungsfähigen Bauweise sowohl für den Einsatz zu Hause als auch in medizinischen Einrichtungen.

Sein **korrosionsbeständiger Edelstahlrahmen** ist ideal für den regelmäßigen Gebrauch, auch in chlorhaltiger Umgebung. Die Sitzfläche ist **werkzeuglos von 475 bis 600 mm höhenverstellbar**, was eine schnelle Anpassung an den Benutzer und die Umgebung ermöglicht.

Der spannungsverstellbare Rückenbezug ist bei 60 °C waschbar und bietet hervorragenden Halt. Zudem sind **Sitzfläche und Rückenlehne abnehmbar**, um die Reinigung zu erleichtern. Die Fußstützen sind rutschfest, **höhenverstellbar und abschwenkbar**, ebenso wie die Armlehnen, um sichere seitliche Transfers zu ermöglichen.

Die Montage ist einfach und erfolgt werkzeuglos. Jedes Element lässt sich für den Transport oder die Reinigung schnell demontieren. **Ein umfangreiches Zubehörsortiment** ist ebenfalls erhältlich, um den Stuhl anzupassen: als Duschrollstuhl mit 24"-Rädern, als XL-Version bis 180 kg und vieles mehr.

□ Eigenschaften des Aquatec Ocean Ergo 5"

- Korrosionsbeständiger Edelstahl – geeignet für chlorhaltige Umgebungen
- Werkzeuglos höhenverstellbare Sitzfläche: 475 bis 600 mm
- Spannungsverstellbarer und waschbarer Rückenbezug
- Rutschfeste, verstellbare und abschwenkbare Fußstützen
- Einfache, werkzeuglose Montage – zerlegbare Struktur
- Zahlreiches Zubehör für individuelle Anpassung erhältlich

Komfort und Sicherheit im Alltag

Der **Dusch- und Toilettenrollstuhl Aquatec Ocean Ergo 5"** ist eine langlebige und anpassungsfähige Lösung für die regelmäßige Körperpflege. Er vereint Komfort, Benutzerfreundlichkeit und optimale Sicherheit, um den Anforderungen aller Anwender gerecht zu werden.

Bestellen Sie Ihren Ocean Ergo – Schnelle Lieferung in der Schweiz!

SKU	Preis	Description	Options
10133-1	990.00 CHF TVA incluse		Standard
10133-2	1'069.00 CHF TVA incluse		Porte-pot + Pot
10133-3	1'299.00 CHF TVA incluse		Porte-pot + Pot + Assise souple
10133-4	1'149.00 CHF TVA incluse		Standard
10133-5	1'249.00 CHF TVA incluse		Porte-pot + Pot
10133-6	1'449.00 CHF TVA incluse		Porte-pot + Pot + Assise souple



	Largeur d'assise *	Profondeur d'assise *	Hauteur dossier *	Largeur haut dossier *	Profondeur haut dossier *
Osseo Ego	480 mm	480 mm	475 - 850 mm	585 mm	900 mm
Osseo Ego XL	480 mm	480 mm	475 - 850 mm	640 mm	960 mm
Osseo 24" Ego	480 mm	480 mm	475 - 850 mm	670 mm	950 mm
Osseo 24" Flex XL	480 mm	480 mm	475 - 850 mm	670 mm	950 mm
Osseo V8 Ego	480 mm	480 mm	475 - 850 mm	585 mm	900 mm
Osseo Dual V8 Ego	480 mm	480 mm	475 - 850 mm	680 mm	900 mm

	Largeur entre les rotulettes *	Angle d'inclinaison dossier *	Angle d'inclinaison de dossier *	Poids total *	Poids max. utilis. réel *
Osseo Ego	458 mm	-	-	17 kg	90 kg
Osseo Ego XL	525 mm	-	-	18 kg	90 kg
Osseo 24" Ego	458 mm	-	-	23 kg	90 kg
Osseo 24" Flex XL	525 mm	-	-	24 kg	90 kg
Osseo V8 Ego	458 mm	0° - 40°	-	23,5 kg	90 kg
Osseo Dual V8 Ego	458 mm	0° - 40°	0° - 30°	24,5 kg	90 kg