



KOMFORT-DUSCHSTUHL HOMECRAFT MIT RÜCKENLEHNE & ARMLEHNEN - 152 KG

UGS: 10189

159.00 CHF Ursprünglicher Preis war:

159.00 CHF ~~89.00 CHF~~ Aktueller Preis ist:

89.00 CHF. TVA incluse

LAGERRÄUMUNG.

Neues Produkt aus unserem Lager, in begrenzter Menge verfügbar. 3 Einheiten verfügbar im Rahmen des Restbestands.

TECHNISCHE MERKMALE:

- **Marke:** Homecraft
- **Modell:** Comfort Shower Chair
- **Maximale Belastbarkeit:** 152 kg
- **Sitzhöhe:** 48 cm
- **Sitzbreite:** 38 cm
- **Sitztiefe:** 35 cm
- **Abmessungen der gepolsterten Sitzfläche:** 30 × 35 cm
- **Höhe der Rückenlehne:** 32 cm
- **Gesamtbreite:** 59 cm
- **Sitzfläche:** gepolstert mit Hygiene-Öffnung
- **Rückenlehne:** gepolstert
- **Armlehnen:** fest
- **Füsse:** mit rutschfesten Gummifüssen ausgestattet
- **Höhenverstellung:** nein
- **Rollen:** nein
- **Farbe:** weiss und grau
- **Verwendung:** Duschen im Sitzen
- **Pflege:** Reinigung mit lauwarmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel oder einem geeigneten Haushaltsdesinfektionsmittel

Categories: [1. Bad/Dusche/WC](#), [Duschstuhl](#)

KOMFORT-DUSCHSTUHL HOMECRAFT MIT RÜCKENLEHNE & ARMLEHNEN - 152 KG

Der **Komfort-Duschstuhl Homecraft** ermöglicht das Duschen im Sitzen unter besseren Komfort- und Sicherheitsbedingungen.

Seine robuste Konstruktion ruht auf vier Beinen mit rutschfesten Gummifüssen. Die Armlehnen bieten eine nützliche Stütze zum Hinsetzen, Halten und Aufstehen. Die gepolsterte Rückenlehne verbessert die Unterstützung des Rückens, während die weiche Sitzfläche Unannehmlichkeiten während der Körperpflege reduziert.

Die Hygiene-Öffnung vorne an der Sitzfläche erleichtert die Körperpflege und den Zugang zur Intimhygiene.

Mit einer Gesamtbreite von **59 cm** muss dieser Stuhl in einer Dusche mit ausreichend Platz verwendet werden. Seine Sitzhöhe von **48 cm** eignet sich besonders für Personen, die eine stabile Sitzposition ohne komplexe Einstellung suchen.

Die Herstellerangaben geben eine maximale Belastbarkeit von **152 kg** an.

STÄRKEN

- Gepolsterte Sitzfläche und Rückenlehne
- Hygiene-Öffnung vorne
- Feste Armlehnen zur Erleichterung der Transfers
- Robuste und stabile Konstruktion
- Füsse mit rutschfesten Gummifüssen ausgestattet
- Leicht zu reinigende Oberfläche
- Einfache Anwendung, ohne Montage oder tägliche Einstellung
- Hohe maximale Belastbarkeit: **152 kg**

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Dieser Stuhl eignet sich insbesondere:

- für ältere Personen;
- für Personen mit eingeschränkter Mobilität;
- für Benutzer, die Schwierigkeiten haben, unter der Dusche zu stehen;
- für Personen, die eine stabile Stütze zum Hinsetzen und Aufstehen suchen.

PFLEGE

Den Stuhl mit lauwarmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel oder einem geeigneten Haushaltsdesinfektionsmittel reinigen.

Nach der Reinigung gut abspülen und trocknen. Scheuermittel vermeiden, die die gepolsterten Oberflächen beschädigen könnten.

LIEFERUMFANG

- 1 Duschstuhl Homecraft
- 1 gepolsterte Rückenlehne
- 1 gepolsterte Sitzfläche mit Hygiene-Öffnung

- 1 Bedienungsanleitung

LIEFERINFORMATIONEN

Kostenlose Abholung:

- Route des Avouillons 10, 1196 Gland
- Grand-Rue 53, 1618 Châtel-Saint-Denis

Postversand: CHF 35.-

