



DUSCHSTUHL AQUATEC OCEAN VIP ERGO & DUAL VIP ERGO

UGS: 10190

2'890.00 CHF – 4'790.00 CHF Preisspanne:

2'890.00 CHF bis 4'790.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Sitzhöhe: 47,5 bis 60 cm
- Höhe vom Boden bis zur Unterkante der Sitzfläche: 400 bis 525 mm ohne Eimer-Halterung und 385 bis 510 mm mit
- Sitzfläche und Rückenlehne abnehmbar für eine einfache Reinigung
- Armlehnen verstellbar (3 Positionen), hochklappbar und abnehmbar
- Spannungsverstellbarer Rückenbezug
- Fußstützen höhenverstellbar, wegklappbar und abnehmbar
- Gesamtbreite: 56,5 cm
- Gesamttiefe: 1 m
- Sitzbreite: 48 cm
- Sitztiefe: 45 cm
- Gewicht: Ocean VIP Ergo = 23,5 kg, Ocean Dual VIP Ergo = 28,5 kg
- Farbe: Weiss
- Max. Benutzergewicht: 150 kg

Categories: [1. Bad/Dusche/WC](#), [Duschstuhl](#)

Dieses Produkt ist **nur auf Bestellung** erhältlich. Die Lieferzeit beträgt **2 bis 3 Wochen**. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.

DUSCHSTUHL AQUATEC OCEAN VIP ERGO & DUAL VIP ERGO

Ocean VIP Ergo: Verstellbarer Sitzwinkel

Ocean Dual VIP Ergo: Verstellbarer Sitzwinkel + Verstellbarer Rückenlehnenwinkel

Modulare Lösungen für die Körperpflege von Nutzern mit komplexen Positionierungsanforderungen.

Beide Ocean VIP Ergo Modelle bieten einen **Verstellbereich des Sitzwinkels von -5° bis 40°**, das Modell **Ocean Dual VIP Ergo** bietet zusätzlich einen **Verstellbereich der Rückenlehnenneigung**

von 5° bis 35°

Sie eignen sich für Nutzer mit komplexen Positionierungsanforderungen.

- Innovative Verstellung des Sitzwinkels (minimaler Kraftaufwand für die Pflegeperson, minimale Verlagerung des Schwerpunkts für den Nutzer)
- Neigungswinkel der Rückenlehne von 5° bis 35° (**Ocean Dual VIP Ergo**)
- ohne Gasfeder
- Anwendungen für Nutzer von sehr kleiner bis sehr großer Körpergröße
- Höhenverstellung in 6 Stufen, werkzeuglos
- Fußstützenverstellung in 7 Positionen, werkzeuglos
- Armlehnenverstellung in 3 Stufen
- Maschinenwaschbare, verstellbare Rückenlehne mit Schnellverschlüssen - individuell anpassbar
- Umfangreiches Zubehörsortiment
- Maximale Belastbarkeit: bis zu 150 kg.

Der **Duschstuhl Aquatec Ocean VIP Ergo und Dual VIP Ergo** ist konzipiert, um Komfort, Sicherheit und Praktikabilität für Patienten wie Pflegepersonen zu gewährleisten. Er eignet sich sowohl für den häuslichen Gebrauch als auch für medizinische Einrichtungen dank seiner robusten und erweiterbaren Konstruktion.

Sein **korrosionsbeständiger Edelstahlrahmen** ist ideal für den regelmäßigen Gebrauch, auch in chlorhaltiger Umgebung. Die Sitzfläche ist **werkzeuglos von 475 bis 600 mm höhenverstellbar**, was eine schnelle Anpassung an den Benutzer und die Umgebung ermöglicht.

Der spannungsverstellbare Rückenbezug ist bei 60 °C waschbar und bietet hervorragenden Halt. Zudem sind **Sitzfläche und Rückenlehne abnehmbar**, um die Reinigung zu erleichtern. Die Fußstützen sind rutschfest, **höhenverstellbar und abschwenkbar**, ebenso wie die Armlehnen, um sichere seitliche Transfers zu ermöglichen.

Die Montage ist einfach und erfolgt ohne Werkzeug. Jedes Element kann schnell demontiert werden, um Transport oder Reinigung zu erleichtern.

Bestellen Sie Ihren Ocean VIP Ergo oder Ocean Dual VIP Ergo – Schnelle Lieferung in die Schweiz!

VIELFÄLTIGES ZUBEHÖR für Sitz und Rückenlehne, Positionierung und Sicherheit: Rumpfstütze (Paar), Ergonomische Kopfstütze, Nackenstütze, Beinstütze, Haltestange, Armlehnenblock, Kippschutz,....

KONTAKTIEREN SIE UNS FÜR EIN AUF IHREN BEDARF ZUGESCHNITTENES ANGEBOT.

<https://youtu.be/N6V3zv39qSQ?si=akWaeF2R7XTsoF6V>

<https://youtu.be/GKtQZ5h-Rr4?si=ScHsFSqsLdGImv8u>

SKU	Preis	Description	Modèle	Options
10190-1	2'890.00 CHF TVA incluse		Ocean VIP Ergo	Ohne Option
10190-2	2'929.00 CHF TVA incluse		Ocean VIP Ergo	Eimer-Halterung + Eimer
10190-3	3'099.00 CHF TVA incluse		Ocean VIP Ergo	Eimer-Halterung + Eimer + Weiche Sitzfläche
10190-4	4'490.00 CHF TVA incluse		Ocean Dual VIP Ergo	Ohne Option

SKU	Preis	Description	Modèle	Options
10190-5	4'590.00 CHF TVA incluse		Ocean Dual VIP Ergo	Eimer-Halterung + Eimer
10190-6	4'790.00 CHF TVA incluse		Ocean Dual VIP Ergo	Eimer-Halterung + Eimer + Weiche Sitzfläche



Ocean VIP Ergo

Conçue pour les utilisateurs nécessitant plus de maintien en position assise



Ocean Dual VIP Ergo

Conçue pour les utilisateurs ayant des besoins de positionnement et de maintien plus complexes

	Longueur assise L	Pourcentage assise P	Longueur bras bas L	Pourcentage bras bas P	Longueur entre les manivelles L
Ocean VIP Ergo	480 mm	480 mm	565 mm	500 mm	475 mm
Ocean Dual VIP Ergo	480 mm	480 mm	565 mm	500 mm	475 mm

	Angle assise A	Angle d'inclinaison de assise I	Poids total T	Poids max. utilisateur U	Capacité de charge
Ocean VIP Ergo	0° - 45°	-	23,5 kg	55 kg	
Ocean Dual VIP Ergo	0° - 45°	0° - 30°	28,5 kg	55 kg	

