



DUSCH- UND TOILETTENROLLSTUHL AQUATEC OCEAN ERGO 5" (COPIE) (COPIE) (COPIE)

UGS: 10190

2'890.00 CHF – 4'790.00 CHF Preisspanne:

2'890.00 CHF bis 4'790.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Sitzhöhe verstellbar von 475 bis 600 mm
- Sitzfläche und Rückenlehne abnehmbar für eine einfache Reinigung
- Hochklappbare und abnehmbare Armlehnen
- Spannungsverstellbarer Rückenbezug
- Höhenverstellbare Fußstützen
- Gesamtbreite: (5"-Räder 56 cm) (24"-Räder 67,5 cm)
- Tiefe ohne Fußstützen: (5"-Räder 70 cm) (24"-Räder 85,5 cm)
- Sitzbreite: 48 cm
- Sitztiefe: 45 cm
- Sitzhöhe: 47,5 bis 60 cm
- Breite zwischen den Armlehnen: 46 cm
- Sitzhöhe: 47,5 bis 60 cm
- Gewicht: (5"-Räder 14,5 kg) (24"-Räder 19,5 kg)
- Farbe: Weiß
- Max. Benutzergewicht: 150 kg
- Spannungsverstellbarer Rückenbezug, waschbar bei 60 °C

Categories: [1. Bad/Dusche/WC](#), [Duschstuhl](#)

Dieses Produkt ist **nur auf Bestellung** erhältlich. Die Lieferzeit beträgt **2 bis 3 Wochen**. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.

DUSCH- UND TOILETTENROLLSTUHL AQUATEC OCEAN ERGO 5" – ROBUST, MODULAR UND EINFACH ZU BEDIENEN

Der **Dusch- und Toilettenrollstuhl Aquatec Ocean Ergo 5"** wurde entwickelt, um Patienten und Pflegekräften Komfort, Sicherheit und Praktikabilität zu bieten. Er eignet sich dank seiner robusten

und anpassungsfähigen Bauweise sowohl für den Einsatz zu Hause als auch in medizinischen Einrichtungen.

Sein **korrosionsbeständiger Edelstahlrahmen** ist ideal für den regelmäßigen Gebrauch, auch in chlorhaltiger Umgebung. Die Sitzfläche ist **werkzeuglos von 475 bis 600 mm höhenverstellbar**, was eine schnelle Anpassung an den Benutzer und die Umgebung ermöglicht.

Der spannungsverstellbare Rückenbezug ist bei 60 °C waschbar und bietet hervorragenden Halt. Zudem sind **Sitzfläche und Rückenlehne abnehmbar**, um die Reinigung zu erleichtern. Die Fußstützen sind rutschfest, **höhenverstellbar und abschwenkbar**, ebenso wie die Armlehnen, um sichere seitliche Transfers zu ermöglichen.

Die Montage ist einfach und erfolgt werkzeuglos. Jedes Element lässt sich für den Transport oder die Reinigung schnell demontieren. **Ein umfangreiches Zubehörsortiment** ist ebenfalls erhältlich, um den Stuhl anzupassen: als Duschrollstuhl mit 24"-Rädern, als XL-Version bis 180 kg und vieles mehr.

□ Eigenschaften des Aquatec Ocean Ergo 5"

- Korrosionsbeständiger Edelstahl – geeignet für chlorhaltige Umgebungen
- Werkzeuglos höhenverstellbare Sitzfläche: 475 bis 600 mm
- Spannungsverstellbarer und waschbarer Rückenbezug
- Rutschfeste, verstellbare und abschwenkbare Fußstützen
- Einfache, werkzeuglose Montage – zerlegbare Struktur
- Zahlreiches Zubehör für individuelle Anpassung erhältlich

Komfort und Sicherheit im Alltag

Der **Dusch- und Toilettenrollstuhl Aquatec Ocean Ergo 5"** ist eine langlebige und anpassungsfähige Lösung für die regelmäßige Körperpflege. Er vereint Komfort, Benutzerfreundlichkeit und optimale Sicherheit, um den Anforderungen aller Anwender gerecht zu werden.

Bestellen Sie Ihren Ocean Ergo – Schnelle Lieferung in der Schweiz!

SKU	Preis	Description	Options
10190-1	2'890.00 CHF TVA incluse		Standard
10190-2	2'929.00 CHF TVA incluse		Porte-pot + Pot
10190-3	3'099.00 CHF TVA incluse		Porte-pot + Pot + Assise souple
10190-4	4'490.00 CHF TVA incluse		Standard
10190-5	4'590.00 CHF TVA incluse		Porte-pot + Pot
10190-6	4'790.00 CHF TVA incluse		Porte-pot + Pot + Assise souple



Ocean VIP Ergo

Conçue pour les utilisateurs nécessitant plus de maintien en position assise



Ocean Dual VIP Ergo

Conçue pour les utilisateurs ayant des besoins de positionnement et de maintien plus complexes

	Largeur Assise	Profondeur d'assise	Largeur base fixe	Profondeur base fixe	Largeur entre les roulements
Ocean VIP Ergo	480 mm	430 mm	580 mm	530 mm	470 mm
Ocean Dual VIP Ergo	480 mm	430 mm	580 mm	530 mm	470 mm

	Angle d'inclinaison	Angle d'inclinaison de dossier	Poids total	Poids max. admissible	Capacité de charge
Ocean VIP Ergo	0° - 30°		23 kg	100 kg	
Ocean Dual VIP Ergo	0° - 30°	0° - 30°	28,5 kg	100 kg	

