



Ocean 24" Ergo

Un modèle entrée de gamme à propulsion manuelle

DUSCHSTUHL AQUATEC OCEAN ERGO 24" STANDARD & XL

UGS: 10138

1'149.00 CHF – 1'699.00 CHF Preisspanne:

1'149.00 CHF bis 1'699.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Sitzhöhe verstellbar von 475 bis 600 mm
- Sitzfläche und Rückenlehne abnehmbar für eine einfache Reinigung
- Armlehnen verstellbar (3 Positionen), hochklappbar und abnehmbar
- Spannungsverstellbarer Rückenbezug
- Fussstützen höhenverstellbar, wegklappbar und abnehmbar
- Gesamtbreite: 67,5 cm
- Tiefe ohne Fussstützen: 85,5 cm
- Sitzbreite: 48 cm
- Sitztiefe: 45 cm
- Sitzhöhe: Ohne Eimer-Halter 40 bis 52,5 cm, mit Eimer-Halter 38,5 bis 51 cm
- Breite zwischen den Armlehnen: 45,5 cm
- Gewicht: Standard = 23 kg, XL = 24 kg
- Farbe: Weiss
- Max. Benutzergewicht: 150 kg
- **Max. Benutzergewicht XL-Version: 180 kg**

Categories: [1. Bad/Dusche/WC](#), [Duschstuhl](#)

Dieses Produkt ist **nur auf Bestellung** erhältlich. Die Lieferzeit beträgt **2 bis 3 Wochen**. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.

DUSCHSTUHL AQUATEC OCEAN ERGO 24" – ROBUST, MODULAR UND EINFACH ZU BEDIENEN

Der **Duschstuhl Aquatec Ocean Ergo 24"** ist konzipiert, um Komfort, Sicherheit und Praktikabilität für Patienten wie auch Pflegepersonal zu gewährleisten. Er eignet sich sowohl für den Einsatz zu Hause als auch in medizinischen Einrichtungen dank seiner robusten und modularen Bauweise.

Sein **korrosionsbeständiger Edelstahlrahmen** ist ideal für den regelmäßigen Gebrauch, auch in

chlorhaltiger Umgebung. Die Sitzfläche ist **werkzeuglos von 475 bis 600 mm höhenverstellbar**, was eine schnelle Anpassung an den Benutzer und die Umgebung ermöglicht.

Der spannungsverstellbare Rückenbezug ist bei 60 °C waschbar und bietet hervorragenden Halt. Zudem sind **Sitzfläche und Rückenlehne abnehmbar**, um die Reinigung zu erleichtern. Die Fußstützen sind rutschfest, **höhenverstellbar und abschwenkbar**, ebenso wie die Armlehnen, um sichere seitliche Transfers zu ermöglichen.

Die Montage ist einfach und erfolgt ohne Werkzeug. Jedes Element kann schnell demontiert werden, um Transport oder Reinigung zu erleichtern.

Auch in XL-Version bis 180 kg erhältlich

□ Merkmale des Duschstuhls Aquatec Ocean Ergo 24", selbstständiger Rollstuhl

- Korrosionsbeständiger Edelstahl – geeignet für chlorhaltige Umgebungen
- Werkzeuglos höhenverstellbare Sitzfläche: 475 bis 600 mm
- Spannungsverstellbarer und waschbarer Rückenbezug
- Rutschfeste, verstellbare und abschwenkbare Fußstützen
- Einfache, werkzeuglose Montage – zerlegbare Struktur
- Zahlreiches Zubehör für individuelle Anpassung erhältlich

Komfort und Sicherheit im Alltag

Der **Duschstuhl Aquatec Ocean Ergo 24"** ist eine langlebige und modulare Lösung, geeignet für die regelmässige Körperpflege. Er vereint Komfort, Benutzerfreundlichkeit und optimale Sicherheit, um den Anforderungen aller Nutzer gerecht zu werden.

Bestellen Sie Ihren Ocean Ergo – Schnelle Lieferung in der Schweiz!

ZAHLEICHE OPTIONEN MÖGLICH: Rumpfstütze (Paar), ergonomische Kopfstütze, Nackenstütze, Beinauflage, Haltestange, Armlehnenblock, Kippschutz, ...: KONTAKTIEREN SIE UNS FÜR EIN AUF IHREN BEDARF ANGEPASSTES ANGEBOT.

<https://youtu.be/L5YhKZ6sDIE?si=2eXb6SkUHSaDuOEt>

<https://youtu.be/GpgHrhTDnZc?si=w0KmO63CaZ-j7qm4>

SKU	Preis	Description	Modèle	Options
10138-1	1'390.00 CHF TVA incluse		Standard	Ohne Option
10138-2	1'499.00 CHF TVA incluse		Standard	Eimer-Halter + Eimer
10138-3	1'699.00 CHF TVA incluse		Standard	Eimer-Halter + Eimer + weiche Sitzfläche
10133-139	1'149.00 CHF TVA incluse		XL	Ohne Option



	Largeur d'assise *	Profondeur d'assise *	Hauteur d'assise *	Largeur des bras *	Profondeur des bras *
Ocean Ergo	400 mm	400 mm	475 - 600 mm	585 mm	900 mm
Ocean Ergo SL	400 mm	400 mm	475 - 600 mm	540 mm	860 mm
Ocean 24" Ergo	400 mm	400 mm	475 - 600 mm	670 mm	900 mm
Ocean 24" Ergo SL	400 mm	400 mm	475 - 600 mm	610 mm	860 mm
Ocean VIP Ergo	400 mm	400 mm	475 - 600 mm	585 mm	900 mm
Ocean Dual VIP Ergo	400 mm	400 mm	475 - 600 mm	880 mm	900 mm

	Largeur entre les rotulettes *	Angle d'inclinaison de l'assise *	Angle d'inclinaison du dossier *	Poids total *	Poids max. utilis. max *
Ocean Ergo	470 mm	-	-	17 kg	90 kg
Ocean Ergo SL	320 mm	-	-	16 kg	80 kg
Ocean 24" Ergo	470 mm	-	-	23 kg	90 kg
Ocean 24" Ergo SL	320 mm	-	-	24 kg	80 kg
Ocean VIP Ergo	470 mm	0° - 40°	-	23,5 kg	90 kg
Ocean Dual VIP Ergo	470 mm	0° - 40°	0° - 20°	26,5 kg	90 kg



Ocean 24" Ergo XL

Un modèle entrée de gamme à propulsion manuelle, avec un dossier plus large et un poids max. utilisateur plus élevé

