



Ocean 24" Ergo

Un modèle entrée de gamme à propulsion manuelle

DUSCH- UND TOILETTENROLLSTUHL AQUATEC OCEAN ERGO 5" (COPIE) (COPIE)

UGS: 10138

1'149.00 CHF – 1'699.00 CHF Preisspanne:

1'149.00 CHF bis 1'699.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Sitzhöhe verstellbar von 475 bis 600 mm
- Sitzfläche und Rückenlehne abnehmbar für eine einfache Reinigung
- Hochklappbare und abnehmbare Armlehnen
- Spannungsverstellbarer Rückenbezug
- Höhenverstellbare Fußstützen
- Gesamtbreite: (5"-Räder 56 cm) (24"-Räder 67,5 cm)
- Tiefe ohne Fußstützen: (5"-Räder 70 cm) (24"-Räder 85,5 cm)
- Sitzbreite: 48 cm
- Sitztiefe: 45 cm
- Sitzhöhe: 47,5 bis 60 cm
- Breite zwischen den Armlehnen: 46 cm
- Sitzhöhe: 47,5 bis 60 cm
- Gewicht: (5"-Räder 14,5 kg) (24"-Räder 19,5 kg)
- Farbe: Weiß
- Max. Benutzergewicht: 150 kg
- Spannungsverstellbarer Rückenbezug, waschbar bei 60 °C

Categories: [1. Bad/Dusche/WC](#), [Duschstuhl](#)

Dieses Produkt ist **nur auf Bestellung** erhältlich. Die Lieferzeit beträgt **2 bis 3 Wochen**. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.

DUSCH- UND TOILETTENROLLSTUHL AQUATEC OCEAN ERGO 5" – ROBUST, MODULAR UND EINFACH ZU BEDIENEN

Der **Dusch- und Toilettenrollstuhl Aquatec Ocean Ergo 5"** wurde entwickelt, um Patienten und Pflegekräften Komfort, Sicherheit und Praktikabilität zu bieten. Er eignet sich dank seiner robusten

und anpassungsfähigen Bauweise sowohl für den Einsatz zu Hause als auch in medizinischen Einrichtungen.

Sein **korrosionsbeständiger Edelstahlrahmen** ist ideal für den regelmäßigen Gebrauch, auch in chlorhaltiger Umgebung. Die Sitzfläche ist **werkzeuglos von 475 bis 600 mm höhenverstellbar**, was eine schnelle Anpassung an den Benutzer und die Umgebung ermöglicht.

Der spannungsverstellbare Rückenbezug ist bei 60 °C waschbar und bietet hervorragenden Halt. Zudem sind **Sitzfläche und Rückenlehne abnehmbar**, um die Reinigung zu erleichtern. Die Fußstützen sind rutschfest, **höhenverstellbar und abschwenkbar**, ebenso wie die Armlehnen, um sichere seitliche Transfers zu ermöglichen.

Die Montage ist einfach und erfolgt werkzeuglos. Jedes Element lässt sich für den Transport oder die Reinigung schnell demontieren. **Ein umfangreiches Zubehörsortiment** ist ebenfalls erhältlich, um den Stuhl anzupassen: als Duschrollstuhl mit 24"-Rädern, als XL-Version bis 180 kg und vieles mehr.

□ Eigenschaften des Aquatec Ocean Ergo 5"

- Korrosionsbeständiger Edelstahl – geeignet für chlorhaltige Umgebungen
- Werkzeuglos höhenverstellbare Sitzfläche: 475 bis 600 mm
- Spannungsverstellbarer und waschbarer Rückenbezug
- Rutschfeste, verstellbare und abschwenkbare Fußstützen
- Einfache, werkzeuglose Montage – zerlegbare Struktur
- Zahlreiches Zubehör für individuelle Anpassung erhältlich

Komfort und Sicherheit im Alltag

Der **Dusch- und Toilettenrollstuhl Aquatec Ocean Ergo 5"** ist eine langlebige und anpassungsfähige Lösung für die regelmäßige Körperpflege. Er vereint Komfort, Benutzerfreundlichkeit und optimale Sicherheit, um den Anforderungen aller Anwender gerecht zu werden.

Bestellen Sie Ihren Ocean Ergo – Schnelle Lieferung in der Schweiz!

SKU	Preis	Description	Options
10138-1	1'390.00 CHF TVA incluse		Standard
10138-2	1'499.00 CHF TVA incluse		Porte-pot + Pot
10138-3	1'699.00 CHF TVA incluse		Porte-pot + Pot + Assise souple
10133-139	1'149.00 CHF TVA incluse		Standard



	Largeur d'assise *	Profondeur d'assise *	Hauteur dossier *	Largeur des bras *	Antidiveur
Ocean Ergo	480 mm	480 mm	475 - 500 mm	555 mm	500 mm
Ocean Ergo XL	480 mm	480 mm	475 - 500 mm	540 mm	500 mm
Ocean 24" Ergo	480 mm	480 mm	475 - 500 mm	470 mm	500 mm
Ocean 24" Ergo XL	480 mm	480 mm	475 - 500 mm	470 mm	500 mm
Ocean V8 Ergo	480 mm	480 mm	475 - 500 mm	560 mm	500 mm
Ocean Dual V8 Ergo	480 mm	480 mm	475 - 500 mm	560 mm	500 mm

	Largeur entre les rotuleuses *	Angle d'inclinaison du dossier *	Angle d'inclinaison du dossier *	Poids total *	Poids max. utilis.
Ocean Ergo	455 mm	-	-	17 kg	50 kg
Ocean Ergo XL	505 mm	-	-	19 kg	50 kg
Ocean 24" Ergo	455 mm	-	-	25 kg	50 kg
Ocean 24" Ergo XL	505 mm	-	-	24 kg	50 kg
Ocean V8 Ergo	455 mm	0° - 40°	-	23,5 kg	50 kg
Ocean Dual V8 Ergo	455 mm	0° - 40°	0° - 30°	20,5 kg	50 kg



Ocean 24" Ergo XL

Un modèle entrée de gamme à propulsion manuelle, avec un dossier large et un poids max. utilisateur plus élevé