



DUSCH- UND TOILETTENROLLSTUHL AQUATEC OCEAN ERGO 5"

UGS: 10133

990.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Sitzhöhe verstellbar von 475 bis 600 mm
- Sitzfläche und Rückenlehne abnehmbar für eine einfache Reinigung
- Hochklappbare und abnehmbare Armlehnen
- Spannungsverstellbarer Rückenbezug
- Höhenverstellbare Fußstützen
- Gesamtbreite: (5"-Räder 56 cm) (24"-Räder 67,5 cm)
- Tiefe ohne Fußstützen: (5"-Räder 70 cm) (24"-Räder 85,5 cm)
- Sitzbreite: 48 cm
- Sitztiefe: 45 cm
- Sitzhöhe: 47,5 bis 60 cm
- Breite zwischen den Armlehnen: 46 cm
- Sitzhöhe: 47,5 bis 60 cm
- Gewicht: (5"-Räder 14,5 kg) (24"-Räder 19,5 kg)
- Farbe: Weiß
- Max. Benutzergewicht: 150 kg
- Spannungsverstellbarer Rückenbezug, waschbar bei 60 °C

Categories: [1. Bad/Dusche/WC](#), [Duschstuhl](#)

Dieses Produkt ist **nur auf Bestellung** erhältlich. Die Lieferzeit beträgt **2 bis 3 Wochen**. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.

DUSCH- UND TOILETTENROLLSTUHL AQUATEC OCEAN ERGO 5" – ROBUST, MODULAR UND EINFACH ZU BEDIENEN

Der **Dusch- und Toilettenrollstuhl Aquatec Ocean Ergo 5"** wurde entwickelt, um Patienten und Pflegekräften Komfort, Sicherheit und Praktikabilität zu bieten. Er eignet sich dank seiner robusten und anpassungsfähigen Bauweise sowohl für den Einsatz zu Hause als auch in medizinischen Einrichtungen.

Sein **korrosionsbeständiger Edelstahlrahmen** ist ideal für den regelmäßigen Gebrauch, auch in chlorhaltiger Umgebung. Die Sitzfläche ist **werkzeuglos von 475 bis 600 mm höhenverstellbar**, was eine schnelle Anpassung an den Benutzer und die Umgebung ermöglicht.

Der spannungsverstellbare Rückenbezug ist bei 60 °C waschbar und bietet hervorragenden Halt. Zudem sind **Sitzfläche und Rückenlehne abnehmbar**, um die Reinigung zu erleichtern. Die Fußstützen sind rutschfest, **höhenverstellbar und abschwenkbar**, ebenso wie die Armlehnen, um sichere seitliche Transfers zu ermöglichen.

Die Montage ist einfach und erfolgt werkzeuglos. Jedes Element lässt sich für den Transport oder die Reinigung schnell demontieren. **Ein umfangreiches Zubehörsortiment** ist ebenfalls erhältlich, um den Stuhl anzupassen: als Duschrollstuhl mit 24"-Rädern, als XL-Version bis 180 kg und vieles mehr.

□ Eigenschaften des Aquatec Ocean Ergo 5"

- Korrosionsbeständiger Edelstahl – geeignet für chlorhaltige Umgebungen
- Werkzeuglos höhenverstellbare Sitzfläche: 475 bis 600 mm
- Spannungsverstellbarer und waschbarer Rückenbezug
- Rutschfeste, verstellbare und abschwenkbare Fußstützen
- Einfache, werkzeuglose Montage – zerlegbare Struktur
- Zahlreiches Zubehör für individuelle Anpassung erhältlich

Komfort und Sicherheit im Alltag

Der **Dusch- und Toilettenrollstuhl Aquatec Ocean Ergo 5"** ist eine langlebige und anpassungsfähige Lösung für die regelmäßige Körperpflege. Er vereint Komfort, Benutzerfreundlichkeit und optimale Sicherheit, um den Anforderungen aller Anwender gerecht zu werden.

Bestellen Sie Ihren Ocean Ergo – Schnelle Lieferung in der Schweiz!



	Largeur d'assise *	Profondeur d'assise *	Hauteur dossier *	Largeur des bras *	Assise avec ou sans * hauteur
Ocean Ergo	400 mm	400 mm	475 - 600 mm	500 mm	300 mm
Ocean Ergo XL	400 mm	400 mm	475 - 600 mm	440 mm	300 mm
Ocean 24" Ergo	400 mm	400 mm	475 - 600 mm	470 mm	300 mm
Ocean 24" Ergo XL	400 mm	400 mm	475 - 600 mm	470 mm	300 mm
Ocean VIP Ergo	400 mm	400 mm	475 - 600 mm	500 mm	300 mm
Ocean Dual VIP Ergo	400 mm	400 mm	475 - 600 mm	500 mm	300 mm

	Largeur entre les roues (intérieur) *	Angle d'inclinaison du dossier *	Angle d'inclinaison des bras *	Poids total *	Poids max. utilisable *
Ocean Ergo	450 mm	17 kg	90 kg
Ocean Ergo XL	500 mm	19 kg	90 kg
Ocean 24" Ergo	450 mm	23 kg	90 kg
Ocean 24" Ergo XL	500 mm	24 kg	90 kg
Ocean VIP Ergo	450 mm	0° - 40°	25,5 kg	90 kg
Ocean Dual VIP Ergo	450 mm	0° - 40°	0° - 30°	30,5 kg	90 kg