



DUSCH- UND TOILETTENROLLSTUHL WHEELABLE

UGS: 10130

1'599.00 CHF – 1'768.00 CHF Preisspanne:

1'599.00 CHF bis 1'768.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Option 1: Gepolsterte Vollsitzfläche + **CHF 219.00 inkl. MwSt.**
- Option 2: Abnehmbarer Kunststoffeimer + **CHF 59.00 inkl. MwSt.**
- Option 3: Transporttasche + **CHF 399.00 inkl. MwSt.**
- Gewicht: 11,6 kg
- Maximal unterstütztes Gewicht: 130 kg
- Hergestellt aus Kunststoff mit innovativen Komponenten
- Metallteile aus Edelstahl

Masse geöffnet:

- Breite: 48 cm
- Sitzbreite: 41 cm
- Tiefe: 67 cm
- Sitztiefe: 43 cm
- Sitzhöhe: 53 cm
- Rückenlehnenhöhe: 39 cm
- Gesamthöhe: 92 cm

Masse zusammengeklappt:

- Breite: 23 cm
- Höhe: 54 cm
- Länge: 67 cm

2 mögliche Öffnungsbreiten der Sitzfläche:

- Standard: 20,5 x 34 cm
- **Small: 17,8 x 30 cm (+ CHF 169.00 inkl. MwSt.)**

Categories: [1. Bad/Dusche/WC](#), [Duschstuhl](#)

Dieses Produkt ist **nur auf Bestellung** erhältlich. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns

bitte.

DUSCH- UND TOILETTEROLLSTUHL WHEELABLE – KOMPAKT, FALTBAR UND ULTRA-WENDIG

Der **Dusch- und Toilettenrollstuhl Wheelable** ist eine wahre Revolution für Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Er wurde entwickelt, um maximale Autonomie in intimen Alltagssituationen zu bieten, und ermöglicht den einfachen Zugang zu Toilette und Dusche, selbst auf engstem Raum.

Sein **faltbares und kompaktes Design** ermöglicht es dem Benutzer, ihn ohne Hilfe, mit nur einer Hand, direkt von einem anderen Stuhl aus auf- und abzubauen. **Dank der einzigartigen Positionierung seiner Räder unter dem Sitz** kann er mühelos und ohne grossen Wendekreis oder Platzbedarf zur Toilette zurückfahren.

Der Wheelable Stuhl ist zudem 100 % wasserabweisend, was ihn ideal für die Dusche macht. Er verfügt über **klappbare Armlehnen** für erhöhten Sitzkomfort und kann dank seiner **optionalen Transporttasche** überallhin mitgenommen werden.

□ 2 Öffnungsmaße der Sitzfläche (beim Kauf festzulegen):

- **Standard-Sitzfläche:** Öffnungsbreite 20,5 cm / Öffnungslänge 34 cm
- **Small-Sitzfläche:** Öffnungsbreite 17,8 cm / Öffnungslänge 30 cm (+ CHF 169.00 inkl. MwSt.)

□ Eigenschaften des Dusch- und Toilettenrollstuhls Wheelable:

- Faltbar, ultra-wendig und einfach alleine aufzubauen
- Ermöglicht den Zugang zu engen Toiletten oder Duschen
- Räder unter dem Sitz für Platzersparnis
- 100 % wasserabweisend, unter der Dusche verwendbar
- Klappbare Armlehnen für mehr Komfort
- Transportierbar mit optionaler Tasche

□ Optionales Zubehör (nicht inbegriffen):

- Gepolsterte Vollsitzfläche + CHF 219.00 inkl. MwSt.
- Abnehmbarer Kunststoffeimer + CHF 59.00 inkl. MwSt.
- Transporttasche mit Rollen + CHF 399.00 inkl. MwSt.

Freiheit und Autonomie im Alltag

Der **Dusch- und Toilettenrollstuhl Wheelable** bietet eine einzigartige Bewegungsfreiheit. Er richtet sich an alle Personen, die in persönlichen Situationen diskret und einfach wieder Autonomie erlangen möchten.

Bestellen Sie Ihren Wheelable Stuhl – Lieferung auf Bestellung in der Schweiz.

SKU	Preis	Description	Assise
10130-1	1'599.00 CHF TVA incluse		Standard
10130-2	1'768.00 CHF TVA incluse		Small

