



DUSCH- UND TOILETTE NOLLSTUHL WHEELABLE

UGS: 10130

1'599.00 CHF – 1'768.00 CHF Preisspanne:

1'599.00 CHF bis 1'768.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Gewicht: 11,6 kg
- Maximal unterstütztes Gewicht: 130 kg
- Hergestellt aus Kunststoff mit innovativen Komponenten
- Metallteile aus Edelstahl

Masse geöffnet:

- Breite: 48 cm
- Sitzbreite: 41 cm
- Tiefe: 67 cm
- Sitztiefe: 43 cm
- Sitzhöhe: 53 cm
- Rückenlehnenhöhe: 39 cm
- Gesamthöhe: 92 cm

Masse zusammengeklappt:

- Breite: 23 cm
- Höhe: 54 cm
- Länge: 67 cm

Optionen (nicht inbegriffen):

- Eimer für Stuhl
- Transporttasche
- Sitzaufgabe

Categories: [1. Bad/Dusche/WC](#), [Duschstuhl](#)

Dieses Produkt ist **nur auf Bestellung** erhältlich. Die Lieferzeit beträgt **2 bis 3 Wochen**. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.

DUSCH- UND TOILETTE NOLLSTUHL WHEELABLE – KOMPAKT, FALTBAR UND ULTRA-WENDIG

Der **Dusch- und Toilettenrollstuhl Wheelable** ist eine wahre Revolution für Menschen mit

eingeschränkter Mobilität. Er wurde entwickelt, um maximale Autonomie in intimen Alltagssituationen zu bieten, und ermöglicht den einfachen Zugang zu Toilette und Dusche, selbst auf engstem Raum.

Sein **faltbares und kompaktes Design** ermöglicht es dem Benutzer, ihn ohne Hilfe, mit nur einer Hand, direkt von einem anderen Stuhl aus auf- und abzubauen. **Dank der einzigartigen Positionierung seiner Räder unter dem Sitz** kann er mühelos und ohne grossen Wendekreis oder Platzbedarf zur Toilette zurückfahren.

Der Wheelable Stuhl ist zudem 100 % wasserabweisend, was ihn ideal für die Dusche macht. Er verfügt über **klappbare Armlehnen** für erhöhten Sitzkomfort und kann dank seiner **optionalen Transporttasche** überallhin mitgenommen werden.

□ Eigenschaften des Dusch- und Toilettenrollstuhls Wheelable:

- Faltbar, ultra-wendig und einfach alleine aufzubauen
- Ermöglicht den Zugang zu engen Toiletten oder Duschen
- Räder unter dem Sitz für Platzersparnis
- 100 % wasserabweisend, unter der Dusche verwendbar
- Klappbare Armlehnen für mehr Komfort
- Transportierbar mit optionaler Tasche

Freiheit und Autonomie im Alltag

Der **Dusch- und Toilettenrollstuhl Wheelable** bietet eine einzigartige Bewegungsfreiheit. Er richtet sich an alle Personen, die in persönlichen Situationen diskret und einfach wieder Autonomie erlangen möchten.

Bestellen Sie Ihren Wheelable Stuhl – Lieferung auf Bestellung in der Schweiz.

SKU

10130-1

10130-2

Preis

1'599.00 CHF TVA incluse

1'768.00 CHF TVA incluse

Description

Assise

Standard

Small

