



DUSCH- UND TOILETTENSTUHL SEAHORSE PLUS ZUBEHÖR: ABNEHMBARE POLSTERUNG

UGS: 10113

185.00 CHF – 515.00 CHFPreisspanne:

185.00 CHF bis 515.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Auf Anfrage

Categories: [1. Bad/Dusche/WC](#), [Seahorse PLUS](#)

Dieses Produkt ist **nur auf Bestellung** erhältlich. Die Lieferzeit beträgt **2 bis 3 Wochen**. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.

Dusch- und Toilettenstuhl für Kinder und junge Erwachsene.

Diese neue Generation ist in 3 Größen erhältlich (S, M, L).

Geeignet für Kinder ab 5 Jahren.

Mit verstellbarer Kopfstütze, hochklappbaren Armlehnen, hochklappbaren und abnehmbaren Fußstützen, Bremsen an allen 4 Rädern, Beckengurt und abnehmbarem, weichem Abduktionskeil. Der Stuhl ist um 10 cm höhenverstellbar.

Der Stuhl kann als Toilettenstuhl verwendet werden, entweder mit dem großen abnehmbaren Topf oder über dem Toilettenbecken. Er ist vollständig höhenverstellbar.

Der Seahorse PLUS kann als Duschstuhl oder über einer Badewanne verwendet werden.

Er ist mittels einer Gasdruckfeder als Ganzes neigbar, von der vertikalen Position bis zu einer Neigung von 40°.

SKU	Preis	Description	Modèle	Option
10113	280.00 CHF TVA incluse	SPEZIFIKATIONEN	Klein	Dick
10114	185.00 CHF TVA incluse	SPEZIFIKATIONEN	Klein	Dünn
10115	340.00 CHF TVA incluse	SPEZIFIKATIONEN	Medium	Dick
10116	215.00 CHF TVA incluse	SPEZIFIKATIONEN	Medium	Dünn
10117	500.00 CHF TVA incluse	SPEZIFIKATIONEN	Groß	Dick
10118	290.00 CHF TVA incluse	SPEZIFIKATIONEN	Groß	Dünn
10121	515.00 CHF TVA incluse	SPEZIFIKATIONEN	Groß	Large

