



DUSCH- UND TOILETTENSTUHL SEAHORSE PLUS ZUBEHÖR: BRUSTGURT

UGS: 10108
260.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Auf Anfrage

Categories: [1. Bad/Dusche/WC](#), [Seahorse PLUS](#)

Dieses Produkt ist **nur auf Bestellung** erhältlich. Die Lieferzeit beträgt **2 bis 3 Wochen**. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.

Dusch- und Toilettenstuhl für Kinder und junge Erwachsene.

Diese neue Generation ist in 3 Größen (S, M, L) erhältlich.

Geeignet für Kinder ab 5 Jahren.

Mit verstellbarer Kopfstütze, hochklappbaren Armlehnen, hochklappbaren und abnehmbaren Fußstützen, Bremsen an allen 4 Rädern, Bauchgurt und abnehmbarem, weichem Pommel.

Der Stuhl ist um 10 cm höhenverstellbar.

Der Stuhl kann als Toilettenstuhl verwendet werden, entweder mit dem großen abnehmbaren Topf oder über der Toilettenschüssel. Er ist vollständig höhenverstellbar.

Der Seahorse PLUS kann als Duschstuhl oder über einer Badewanne verwendet werden.

Er ist mittels einer Gasfeder als Ganzes von der aufrechten Position bis zu einer Neigung von 40° kippbar.

SKU	Preis	Description	Modèle
10108	260.00 CHF TVA incluse	SPEZIFIKATIONEN	Klein
10109	260.00 CHF TVA incluse	SPEZIFIKATIONEN	Medium
10119	260.00 CHF TVA incluse	SPEZIFIKATIONEN	Groß