



## DUSCH- UND TOILETTENSTUHL SEAHORSE PLUS ZUBEHÖR: PELOTTE ZUR VORDEREN ABSTÜTZUNG

**UGS:** 10107  
**150.00 CHF TVA incluse**

### SPEZIFIKATIONEN

- Auf Anfrage

**Categories:** [1. Bad/Dusche/WC](#), [Seahorse PLUS](#)

Dieses Produkt ist **nur auf Bestellung** verfügbar. Die Lieferzeit beträgt **2 bis 3 Wochen**. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.

Dusch- und Toilettenstuhl für Kinder und junge Erwachsene.

Diese neue Generation ist in 3 Größen (S, M, L) erhältlich.

Geeignet für Kinder ab 5 Jahren.

Mit verstellbarer Kopfstütze, hochklappbaren Armlehnen, hochklappbaren und abnehmbaren Fußstützen, Bremsen an allen 4 Rädern, Beckengurt und abnehmbarem weichem Abduktionskeil.

Der Stuhl ist um 10 cm höhenverstellbar.

Der Stuhl kann als Toilettenstuhl verwendet werden, entweder mit dem großen abnehmbaren Topf oder über dem Toilettenbecken. Er ist vollständig höhenverstellbar.

Der Seahorse PLUS kann als Duschstuhl oder über einer Badewanne verwendet werden.

Er ist mittels einer Gasdruckfeder als Einheit neigbar, von der vertikalen Position bis zu einer Neigung von 40°.

#### SKU

10107

10112

#### Preis

150.00 CHF TVA incluse

150.00 CHF TVA incluse

#### Description

**SPEZIFIKATIONEN**  
**SPEZIFIKATIONEN**

#### Modèle

Klein

Medium und Large

