



## DUSCH- UND TOILETTENSTUHL SEAHORSE PLUS

UGS: 10104

2'300.00 CHF – 2'500.00 CHF Preisspanne:  
2'300.00 CHF bis 2'500.00 CHF TVA incluse

### SPEZIFIKATIONEN

- Auf Anfrage

Categories: [1. Bad/Dusche/WC](#), [Seahorse PLUS](#)

Dieses Produkt ist **nur auf Bestellung** erhältlich. Die Lieferzeit beträgt **2 bis 3 Wochen**. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.

## DUSCH- UND TOILETTENSTUHL SEAHORSE PLUS – VIELSEITIG, VERSTELLBAR UND SICHER

Der **Dusch- und Toilettenstuhl Seahorse PLUS** wurde speziell für **Kinder ab 5 Jahren** und junge Erwachsene entwickelt. Anpassbar, komfortabel und sicher erfüllt er die täglichen Hygienebedürfnisse und bietet gleichzeitig hervorragenden Halt.

Dieser Stuhl ist in **3 Größen (Small, Medium, Large)** erhältlich, um sich dem Wachstum des Kindes anzupassen. Er kann sicher als **Duschstuhl, Toilettenstuhl oder über einer Badewanne** verwendet werden. Die Rückenlehne lässt sich dank einer Gasfeder leicht um bis zu 40° neigen.

Das **Modell Seahorse PLUS** ist mit zahlreichen ergonomischen Funktionen ausgestattet: **verstellbare Kopfstütze, hochklappbare Armlehnen und Fußstützen, Bauchgurt, abnehmbarer, weicher Griff**. Es verfügt über **vier Räder mit Bremsen** und eine Höhenverstellung von 10 cm, um die Pflege zu erleichtern.

### □ Hauptmerkmale des Seahorse PLUS Stuhls:

- 3 Größen verfügbar: S, M, L
- Multifunktionsstuhl: Dusche, Toilette oder über der Badewanne
- Rückenlehne von 0° bis 40° mit Gasfeder neigbar
- Höhenverstellbare Struktur um 10 cm
- Abnehmbarer Topf oder Verwendung über der Toilette
- Zubehör: hochklappbare Armlehnen, Gurt, abnehmbare Fußstützen

### Eine hygienische, mitwachsende Lösung für Kinder

Der **Dusch- und Toilettenstuhl Seahorse PLUS** ist der ideale Partner für die Hygieneversorgung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen. Er passt sich leicht ihrem Wachstum an und bietet

Sicherheit, Komfort und einfache Handhabung für die Betreuungspersonen.

**Bestellen Sie Ihren Seahorse PLUS Stuhl – Lieferung in der Schweiz auf Bestellung (2 bis 3 Wochen).**

SKU	Preis	Description	Modèle
10104	2'300.00 CHF TVA incluse	<p><b>SPEZIFIKATIONEN</b> Entdecken Sie den Duschstuhl Seahorse Plus: Sicherheit und Komfort für die Hygiene von Personen mit eingeschränkter Mobilität (PIM). Verstellbar und ergonomisch, ideal für das Badezimmer. Schnelle Lieferung!</p>	Klein
10105	2'400.00 CHF TVA incluse	<p><b>SPEZIFIKATIONEN</b> Entdecken Sie den Duschstuhl Seahorse Plus: Sicherheit und Komfort für die Hygiene von Personen mit eingeschränkter Mobilität (PIM). Verstellbar und ergonomisch, ideal für das Badezimmer. Schnelle Lieferung!</p>	Medium
10106	2'500.00 CHF TVA incluse	<p><b>SPEZIFIKATIONEN</b> Entdecken Sie den Duschstuhl Seahorse Plus: Sicherheit und Komfort für die Hygiene von Personen mit eingeschränkter Mobilität (PIM). Verstellbar und ergonomisch, ideal für das Badezimmer. Schnelle Lieferung!</p>	Groß

