



## DUSCHSTUHL (ABNEHMBARE RÜCKENLEHNE)

**UGS:** 10039

**160.00 CHF TVA incluse**

### SPEZIFIKATIONEN

- Sitzmaße: 50 x 37 cm
- Höhenverstellung: 38–55 cm
- Stellfläche Füße: 42 x 43 cm
- Max. Benutzergewicht Benutzergewicht: 180 kg
- Gewicht: 4,5 kg
- Farbe: Weiß

**Categories:** [1. Bad/Dusche/WC](#), [Duschstuhl](#)

## DUSCHSTUHL MIT ABNEHMBARER RÜCKENLEHNE – MODULÄRER KOMFORT FÜR DEN TÄGLICHEN GEBRAUCH

Der **Duschstuhl mit abnehmbarer Rückenlehne** bietet einen hervorragenden Kompromiss zwischen Komfort, Stabilität und Flexibilität. Er wurde entwickelt, um die Körperpflege im Sitzen zu erleichtern, und passt sich dank seiner **leicht abnehmbaren Rückenlehne** Ihren Bedürfnissen an.

Dieses Modell basiert auf einer leichten, rostfreien Aluminiumstruktur, kombiniert mit einer breiten Sitzfläche aus perforiertem Kunststoff für einen schnellen Wasserabfluss. Die **rutschfesten Füße** sorgen für hervorragende Stabilität, selbst auf nassem Boden. Die Montage erfordert kein Werkzeug, was den Aufbau vereinfacht.

### □ Vorteile des Stuhls:

- Abnehmbare Rückenlehne für die Nutzung mit oder ohne Rückenstütze
- Perforierte Sitzfläche, leicht zu reinigen
- Leichte und rostfreie Struktur
- Füße mit rutschfesten Kappen für mehr Sicherheit
- Schnelle Montage ohne Werkzeug

### Für alle Profile geeignet

Der **Duschstuhl** eignet sich für ältere Menschen, Personen in der Genesung oder mit eingeschränkter Mobilität. Seine Modularität ermöglicht individuellen Komfort je nach Gewohnheit.

**Bestellen Sie Ihren Duschstuhl mit abnehmbarer Rückenlehne – Schnelle Lieferung in der Schweiz!**

