



DUSCHSTUHL MIT ARMLEHNEN (COPIE)

UGS: 10164

270.00 CHF – 507.00 CHF Preisspanne:

270.00 CHF bis 507.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Sitzmaße: 54 x 41 cm
- Gesamthöhe: 80–95 cm
- Breite zwischen den Armlehnen: 45 cm
- Gesamtbreite mit Armlehnen: 56 cm
- Gesamttiefe: 47/50 cm
- Gewicht: 4,7 kg
- Farbe: Weiß

Categories: [1. Bad/Dusche/WC](#), [Duschstuhl](#)

DUSCHSTUHL MIT ARMLEHNEN – SICHERHEIT UND KOMFORT IM ALLTAG

Der **Duschstuhl mit Armlehnen** ist eine ideale Lösung für Personen mit eingeschränkter Mobilität oder schwindender Autonomie. Er ermöglicht ein sicheres Duschen im Sitzen bei hohem Komfort. Dank der festen Armlehnen bietet er eine hervorragende Stütze beim Hinsetzen und Aufstehen ohne Kraftaufwand.

Dieser für den täglichen Gebrauch konzipierte Stuhl verfügt über eine **ergonomische Sitzfläche aus Formkunststoff**, die leicht zu reinigen ist. Die Beine sind höhenverstellbar, um sich jeder Körpergröße anzupassen und optimale Stabilität in der Duschkabine zu gewährleisten.

Zudem sorgen die rutschfesten Gummifüße an den Beinenden für hervorragenden Halt, selbst auf nassem Boden. **So** profitieren Sie von einer sicheren und langlebigen Ausstattung, die sich leicht in Ihr Badezimmer integriert.

□ Hauptmerkmale:

- Leichte und widerstandsfähige Struktur
- Feste Armlehnen für mehr Stabilität
- Perforierte Sitzfläche für den Wasserablauf
- Höhenverstellbare Beine
- Rutschfeste Gummifüße

Eine wertvolle Hilfe für eine entspannte Körperpflege

Der **Duschstuhl mit Armlehnen** ist eine sichere und komfortable Wahl für Nutzer, die Unterstützung in der Dusche benötigen. Er fördert die Selbstständigkeit und minimiert gleichzeitig das Sturzrisiko.

Bestellen Sie ihn noch heute – schnelle Lieferung in der ganzen Schweiz!

SKU	Preis	Description	Porte-savon	Anti-éclaboussures	Porte-Papier toilette
10164	270.00 CHF TVA incluse		Sans	Sans	Sans
10164	349.00 CHF TVA incluse		Sans	Sans	Avec
10164	389.00 CHF TVA incluse		Sans	Avec	Sans
10164	468.00 CHF TVA incluse		Sans	Avec	Avec
10164	309.00 CHF TVA incluse		Avec	Sans	Sans
10164	388.00 CHF TVA incluse		Avec	Sans	Avec
10164	428.00 CHF TVA incluse		Avec	Avec	Sans
10164	507.00 CHF TVA incluse		Avec	Avec	Avec

