



## EASY ANZIEHHILFE FÜR KOMPRESSIONSSTRÜMPFE

**UGS:** 40017

**65.00 CHF TVA incluse**

### SPEZIFIKATIONEN

- Breite: 20,5 cm
- Höhe: 31 cm
- Farbe: Weiß
- Material: Epoxidbeschichteter Stahl

**Categories:** [4. Hilfe/Komfort](#), [Strumpf- oder Sockenanzieher](#)

## EASY ANZIEHHILFE FÜR KOMPRESSIONSSTRÜMPFE – MÜHELOSES ANZIEHEN MIT UNTERSTÜTZUNG

Die **Easy Anziehhilfe für Kompressionsstrümpfe** wurde entwickelt, um das Anziehen von Kompressionsstrümpfen zu erleichtern, selbst wenn die Kraft im Oberkörper eingeschränkt ist. Zunächst gleiten die verschiebbaren Griffe entlang der Säule, um den Strumpf mühelos zu positionieren. Anschliessend bleibt die zentrale Säule dank eines integrierten kleinen Stoppers stabil, der jegliche Bewegung während des Anziehens verhindert.

Darüber hinaus ist der obere Teil der Säule erweitert, um kräftige Waden bequem aufzunehmen, während die Epoxidbeschichtung die Oberfläche weich macht und das Risiko von Textilschäden minimiert. Ausserdem passt sich diese *Anziehhilfe* an verschiedene Arten von Socken und Strümpfen an, einschliesslich Kompressionsmodellen der Klasse 1 und 2.

### □ Hauptmerkmale:

- **Verschiebbare Griffe:** Vereinfachen die Bewegung und reduzieren die Belastung der Arme.
- **Antirutsch-Stopper:** Fixiert die Säule für präzises Anziehen.
- **Erweiterte Säule:** Geeignet für kräftige Waden und schützt den Strumpf.
- **Epoxidbeschichtung:** Glatte und weiche Oberfläche, schont das Textil.
- **Robuste Struktur:** Langlebiges ABS-Kunststoff für den täglichen Gebrauch.

Zudem ermöglicht die **Easy Anziehhilfe für Kompressionsstrümpfe** das Anziehen Ihrer Strümpfe ohne Bücken, wodurch Rückenschmerzen reduziert und die Selbstständigkeit gefördert werden. Schliesslich lässt sich das kompakte Design problemlos in einer Reisetasche oder einem Schrank verstauen.

### □ Pflege:

- Mit einem feuchten Tuch und milder Seife reinigen.
- Regelmässig das Gleiten der Griffe überprüfen.

- Vor Feuchtigkeit geschützt lagern, um die Epoxidbeschichtung zu erhalten.

Nutzen Sie jetzt die **Easy Anziehhilfe für Kompressionsstrümpfe** für ein schnelles, sicheres und müheloses Anziehen von Kompressionsstrümpfen!

