



ELEGANTER 4-RAD-ROLLATOR LET'S GO OUT

UGS: 20148

528.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Gesamtbreite: 57 cm
- Sitzbreite: 40,5 cm
- Gesamtlänge: 64 cm
- Sitzhöhe: 59,5 cm
- Verstellbare Griffhöhe: 78 bis 96 cm
- Vorderräder: 24,5 cm
- Hinterräder: 20 cm
- Farbe: beige
- Gewicht: 6,2 kg
- Max. Benutzergewicht: 130 kg

Categories: [2. Mobilität](#), [Rollator 4 Räder](#)

Dieses Produkt ist **nur auf Bestellung** erhältlich. Die Lieferzeit beträgt **2 bis 3 Wochen**. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.

ELEGANTER 4-RAD-ROLLATOR LET'S GO OUT – KOMFORT UND PRAKTIKABILITÄT IM ALLTAG

Der **elegante 4-Rad-Rollator Let's Go Out** vereint Leichtigkeit, raffiniertes Design und Funktionalität. Ideal für die tägliche Fortbewegung bietet er optimale Mobilität und bleibt dank seines geringen Gewichts von nur 6,2 kg leicht zu transportieren. Dieses elegante Modell ermöglicht es Ihnen, alltägliche Hindernisse wie Bordsteinkanten dank seiner grossen Vorderräder mühelos zu überwinden.

□ Hauptmerkmale des 4-Rad-Rollators Let's Go Out:

- **Leicht und praktisch:** Der elegante 4-Rad-Rollator Let's Go Out wiegt nur 6,2 kg, lässt sich einfach zusammenklappen und verstauen.
- **Grosse Vorderräder:** Ideal zum Überwinden von Hindernissen wie Bordsteinkanten oder unebenen Oberflächen.
- **Ergonomische Griffe:** Höhenverstellbar, garantieren sie personalisierten Komfort während Ihrer Fortbewegung.
- **Bequeme Sitzfläche:** Aus waschbarem Kunstleder, bietet einen Platz zum Ausruhen während Ihrer Pausen.
- **Elegante abnehmbare Tasche:** Praktisch, um Ihre Sachen stilvoll zu transportieren.
- **Rückenlehne optional:** Für zusätzliche Unterstützung bei Bedarf.

Der **Let's Go Out** ist mehr als nur ein Rollator: Er ist ein elegantes und praktisches

Mobilitätshilfsmittel. Profitieren Sie von der einfachen Transportierbarkeit, dem Komfort und dem modernen Design, das er Ihnen bietet.

Bestellen Sie noch heute Ihren 4-Rad-Rollator Let's Go Out und bringen Sie Komfort und Stil in Ihre Fortbewegung!

