



ELEKTRISCHER PATIENTENLIFTER BIRDIE EVO MIT MANUELLEM FAHRGESTELL

UGS: 90001

**2'799.00 CHF – 2'949.00 CHF Preisspanne:
2'799.00 CHF bis 2'949.00 CHF TVA incluse**

SPEZIFIKATIONEN

- Radstand (Achse-zu-Achse): 122 cm
- Innenbreite vordere Beine geschlossen: 64 cm
- Innenbreite vordere Beine geöffnet: 102 cm
- Höhe Boden–Mast: 41,5–166 cm
- Raddurchmesser: 10 cm
- Gewicht: 40 kg
- Akkulaufzeit: 40 Zyklen
- Minimaler Wendekreis: 1,4 m
- Rahmenhöhe: 11,5 cm
- Höhe Boden/unter Rahmen: 3,5 cm
- Max. Belastung: 180 kg

Categories: [6. Diverses](#), [Patientenlifter](#)

Dieses Produkt ist **ausschließlich auf Bestellung** erhältlich. Die Lieferzeit beträgt **2 bis 3 Wochen**. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.

Mit maximalem Platz für den Nutzer bietet die Birdie EVO Patientenlifter-Reihe ein Hebe- und Transfersystem für Transfers zum Bett oder vom Bett, Transfers vom Stuhl oder vom Boden. Ergonomisches Hebesystem, das eine 360°-Drehung des Patienten ermöglicht. Serienmäßig geliefert mit 2-Punkt-Lifterbügel 45 cm oder 4-Punkt-Lifterbügel 55 cm je nach Modell. Diese Patientenlifter sind für ein einfaches Zusammenklappen/Aufklappen ohne Werkzeug konzipiert. Sie können ebenfalls in 2 Teile zerlegt werden, ebenfalls ohne Werkzeug. Lieferung ohne Gurt.

SKU	Preis	Description	Option
90001	2'799.00 CHF TVA incluse		Ohne Gurt
90001	2'949.00 CHF TVA incluse		Mit Gurt M

SKU

90001

Preis

2'949.00 CHF TVA incluse

Description**Option**

Mit Gurt L

