



ELEKTRISCHES BETT CLUB – HOLZ- ODER METALL- LATTENROST

UGS: 30001

1'830.00 CHF – 2'399.00 CHF Preisspanne:
1'830.00 CHF bis 2'399.00 CHF TVA include

SPEZIFIKATIONEN

- Bett mit vier Motoren
- Lattenrosthöhe: 330 mm oder 400 mm
- Elektrische Höhenverstellung: 350 bis 760 mm
- Liegefläche: 900 mm × 2000 mm
- Gesamtmaße: 1005 mm × 2125 mm
- Seitengitter inklusive
- Lieferung inkl. Aufrichter
- 4 Rollen mit Bremsen
- Option: 20 cm Verlängerung inkl. Seitengitter, Gesamtbreite Lattenrost 220 cm
- Max. Nutzlast (Patient und Matratze): 165 kg

Zur Miete verfügbar: 85.- CHF/Monat

Categories: [3. Ruhe](#), [Elektrisches Pflegebett](#)

Dieses Produkt ist **ausschließlich auf Bestellung** erhältlich. Die Lieferzeit beträgt **2 bis 3 Wochen**. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.

ELEKTRISCHES BETT CLUB – HOLZ- ODER METALL-LATTENROST – KOMFORT UND PRAKTIKABILITÄT BEI JEDER EINSTELLUNG

Das **elektrische Bett CLUB – Holz- oder Metall-Lattenrost** wurde entwickelt, um Patientinnen und Patienten optimalen Komfort zu bieten. Es verfügt über 4 Motoren, die sich einfach per Fernbedienung einstellen lassen, um Höhe, Beinverstellung, Rückenverstellung und Kniebeugung anzupassen.

☐ Hauptmerkmale des elektrischen Betts CLUB:

- **Elektrische Verstellung mit 4 Motoren:** Ermöglicht eine einfache Anpassung von Höhe, Beinverstellung, Rückenverstellung und Kniebeugung für maximalen Komfort.
- **Höhenverstellbar:** Das Bett kann dank seiner Grundeinstellung in zwei unterschiedlichen Höhen auch in niedriger Position genutzt werden.

- **Für den Transport geeignet:** Dank des mitgelieferten Transportadapters leicht zu bewegen und zu lagern.
- **Komplett mit Zubehör:** Fernbedienung, Aufrichter, Seitengitter und gebremste Rollen für eine sichere und praktische Nutzung.
- **Lattenrost-Auswahl:** Erhältlich mit Holz- oder Metall-Lattenrost, passend zu Ihren Bedürfnissen.

Das **elektrische Bett CLUB** ist die ideale Lösung, um Komfort, Sicherheit und einfache Bedienung in jeder Pflegeumgebung zu vereinen. Perfekt für Patientinnen und Patienten konzipiert, bietet es optimale Unterstützung und erleichtert zugleich das Umpositionieren sowie die Anpassung an die unterschiedlichen Bedürfnisse jeder Nutzerin und jedes Nutzers.

Bestellen Sie jetzt Ihr elektrisches Bett CLUB für ein Schlaferlebnis mit optimalem Komfort!

SKU	Preis	Description	Sommier	Longeur
30001	1'830.00 CHF TVA incluse		Holzlatten	Ohne Verlängerung
30001	2'399.00 CHF TVA incluse		Holzlatten	Mit 20 cm Verlängerung
30001	1'830.00 CHF TVA incluse		Metall-Lattenrost	Ohne Verlängerung
30001	2'399.00 CHF TVA incluse		Metall-Lattenrost	Mit 20 cm Verlängerung

