



## ELEKTRONISCHER MEDIKAMENTENSPENDER SUPER 8

**UGS:** 90012

**80.00 CHF** Ursprünglicher Preis war:

**80.00 CHF** ~~40.00 CHF~~ Aktueller Preis ist:

**40.00 CHF.** TVA incluse

### SPEZIFIKATIONEN

- Länge: 11 cm
- Breite: 6 cm
- Tiefe: 3 cm
- Gewicht: 130 g
- Fächer: 8
- Alarme pro Tag: 8 (max.)

**Categories:** [6. Diverses](#), [Alltagshilfen](#)

Dieser Medikamentenspender wurde speziell für Alzheimer- und Parkinson-Patienten entwickelt, kann aber von allen Patienten verwendet werden, die mehrmals täglich regelmässig Medikamente einnehmen müssen.

Sehr praktisch ist er mit einem akustischen und visuellen Alarmsystem ausgestattet, das nur durch Öffnen der Box gestoppt werden kann, um ein Vergessen der Einnahme zu vermeiden.

#### **Vorteile:**

- Einfach zu öffnen, zu lesen und zu hören
- Bis zu 8 Erinnerungsalarme pro Tag zu den gewünschten Zeiten
- 8 nummerierte Fächer von 1 bis 8
- Bei Bedarf anpassbare Alarme
- Countdown-Timer für Dosen, die zu festen Zeiten eingenommen werden müssen
- Akustischer Alarm und LED bei vergessener Einnahme, anhaltend bis zum Öffnen der Box
- Einfache magnetische Öffnung, ideal für Personen mit schwacher Greiffähigkeit
- Einstellbare Lautstärke, ideal für Personen mit Hörbeeinträchtigung
- Grosse und klare Ziffern auf dem Display
- Drei-Balken-Batterieanzeige

