



## ERGONOMISCHES ALOVA-SCHAUMSTOFFKISSEN

**UGS:** 30040

**214.00 CHF TVA incluse**

### SPEZIFIKATIONEN

- Höhe: 9 cm
- Tiefe: 43 cm
- Gesamtbreite: 43 cm
- Kessengewicht: 1,4 kg
- Brandnormen: EN 597-1 und 2
- Max. Benutzergewicht 100 kg
- PU-/Jersey-Bezug
- Bezug waschbar bis 90 °C

**Categories:** [3. Ruhe](#), [Kissen](#)

## ERGONOMISCHES SCHAUMSTOFFKISSEN – OPTIMALE UNTERSTÜTZUNG UND KOMFORT

Das **ergonomische Alova-Schaumstoffkissen** ist aus viskoelastischem Material geformt, um das Einsinken der Kontaktzonen zu fördern und maximale Druckspitzen zu reduzieren. Es passt sich der Körperform an und bietet eine individuelle Unterstützung.

### □ Hauptmerkmale:

- **Viskoelastischer Schaumstoff:** Anatomische Form für optimales Einsinken.
- **Haftender Bezug:** Rutschfeste Unterseite für Stabilität auf jeder Oberfläche.
- **Thermoregulierung:** Promust-PU-Textil (Polyurethan-beschichteter Jersey) für thermischen Komfort.
- **Frontgriff:** Erleichtert den Transport und das Entfernen des Kissens.
- **Krankenhaushygiene:** Bezug kompatibel mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln.

Ideal zur Dekubitusprophylaxe und zur Verbesserung des Komforts bei längerem Sitzen: Das **Alova-Schaumstoffkissen** vereint Sicherheit und Wohlbefinden.

**Bestellen Sie Ihr ergonomisches Alova-Schaumstoffkissen noch heute für eine wirksame und langlebige Unterstützung!**