



FAHRBARER BETTISCH BAYA

UGS: 30023

145.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Höhe: 70-110 cm
- Länge Tischplatte: 60 cm
- Breite Tischplatte: 40 cm
- Farbe: Melaminbeschichtete Tischplatte Grau
- Standfläche: 63 x 40 cm
- Höhe Gestell: 8 cm
- Max. Belastung: 10 kg

Categories: [3. Ruhe](#), [Bettisch](#)

FAHRBARER BETTISCH BAYA – VERSTELLBARE TISCHPLATTE FÜR VIELSEITIGE NUTZUNG

Der **fahrbare Bettisch Baya** ist so konzipiert, dass er sich dank seines U-förmigen Gestells sowohl an ein Bett als auch an einen Rollstuhl anpassen lässt. Seine Tischplatte verfügt über einen umlaufenden Rand und ist in der Höhe, Neigung und seitlich verstellbar.

□ Hauptmerkmale:

- **U-förmiges Gestell:** Ermöglicht die Positionierung unter Bett oder Rollstuhl.
- **Höhenverstellung:** Passen Sie den Tisch für mehr Komfort an Ihre Höhe an.
- **Variable Neigung:** Optimieren Sie den Winkel der Tischplatte zum Lesen oder Essen.
- **Seitliche Verstellung:** Lässt sich horizontal verschieben für erleichterten Zugang.
- **4 ungebremste Rollen:** Gewährleisten einfache und fließende Mobilität.

Robust und leicht zu bewegen, verbessert der **Bettisch Baya** die Selbstständigkeit und den Komfort im Alltag, ob im Bett oder im Rollstuhl.

Bestellen Sie jetzt Ihren fahrbaren Bettisch Baya, um von einer vielseitigen und ergonomischen Unterstützung zu profitieren!