



## FAHRBARER TOILETTENSTUHL GR 52

**UGS:** 10070

**430.00 CHF TVA incluse**

### SPEZIFIKATIONEN

- Sitzhöhe: 51,5 cm
- Gesamtbreite: 61 cm
- Gesamthöhe: 95 cm
- Sitztiefe: 46 cm
- Gesamttiefe: 70 cm
- Breite zwischen Armlehnen: 46 cm
- Gewicht: 11 kg
- Max. Benutzergewicht: 130 kg

**Categories:** [1. Bad/Dusche/WC, Toilettenrollstuhl](#)

## FAHRBARER TOILETTENSTUHL GR 52 – PREMIUM-KOMFORT UND SICHERE MOBILITÄT

Der **fahrbare Toilettenstuhl GR 52** vereint ergonomisches Design, höchsten Komfort und einfache Beweglichkeit. Er richtet sich an Personen mit eingeschränkter Mobilität, die selbstständig bleiben und gleichzeitig von einer sicheren und komfortablen Ausstattung profitieren möchten.

Dank seiner **schaumstoffgepolsterten Toilettensitzfläche** und dem **ergonomischen Eimer** kann sich der Benutzer bequem für eine längere Nutzung einrichten. Zudem erleichtern die **hochklappbaren Armlehnen** seitliche Transfers, was besonders im Pflegebereich nützlich ist.

Der Stuhl verfügt zudem über eine **integrierte Fußstütze**, die die Beine während der Nutzung stützt. Für ausgezeichnete Stabilität sind die **vier 125-mm-Rollen** mit Bremsen ausgestattet. So können Sie den Stuhl mühelos bewegen und fixieren.

Sein **Stahlgestell** verfügt über eine hochwertige Epoxidbeschichtung, die feuchtigkeitsbeständig ist. Diese Behandlung garantiert erhöhte Langlebigkeit, selbst bei intensiver Nutzung.

### ☐ Stärken des Toilettenstuhls GR 52:

- Gepolsterte und komfortable Sitzfläche
- Ergonomischer Eimer, leicht zu entnehmen
- Hochklappbare Armlehnen für einfache Transfers
- Stabile und praktische Fußstütze
- 4 gebremste Rollen für maximale Sicherheit

## **Ein mobiler, stabiler und hochwertiger Toilettenstuhl**

Der **fahrbare Toilettenstuhl GR 52** kombiniert Komfort, Mobilität und Sicherheit in einem funktionalen Design. Er eignet sich sowohl für die häusliche Pflege als auch für Pflegeeinrichtungen. Dank seiner durchdachten Ausstattung erleichtert er den Alltag von Benutzern wie Pflegenden.

**Bestellen Sie Ihren fahrbaren Toilettenstuhl GR 52 – Schnelle Lieferung in der Schweiz!**