



## FALTBARER BARIATRISCHER 2-RAD-ROLLATOR

**UGS:** 20140  
**135.00 CHF TVA incluse**

### SPEZIFIKATIONEN

- Griffhöhen Boden-Griffe: 76–94 cm
- Gesamtbreite: 70 cm
- Tiefe: 66 cm
- Sitzhöhe: 54 cm
- Farbe: Rot
- Gewicht: 5,6 kg
- Max. Benutzergewicht: 227 kg

**Categories:** [2- oder 3-Rad-Rollator](#), [2. Mobilität](#)

## FALTBARER BARIATRISCHER 2-RAD-ROLLATOR – KOMFORT UND PRAKTIKABILITÄT FÜR VERBESSERTE MOBILITÄT

Der **faltbare bariatrische 2-Rad-Rollator** ist konzipiert, um Personen mit Übergewicht oder erhöhtem Bedarf an Gehhilfe **optimale Mobilität** zu bieten. Leicht und praktisch, ist er dank seines stabilen und faltbaren Rahmens ideal für den Innenbereich.

Dieser Gehwagen ist mit komfortablen und höhenverstellbaren Griffen ausgestattet, die eine individuelle Anpassung für den täglichen Gebrauch ermöglichen. Die bequeme Sitzfläche erlaubt einfaches Hinsetzen und Ausruhen und bietet somit grosse Flexibilität bei der Nutzung.

### □ Vorteile des bariatrischen 2-Rad-Rollators:

- Faltbare Konstruktion für einfache Aufbewahrung
- Verstellbare Griffen für optimale Anpassung
- Komfortable Sitzfläche für Pausen
- Ideal für den Innenbereich
- Konzipiert für Personen mit spezifischen Mobilitätsbedürfnissen

### Ein praktischer und komfortabler Gehwagen

Der **bariatrische 2-Rad-Rollator** begleitet Sie bei Ihren täglichen Wegen mit Komfort und Sicherheit. **Bestellen Sie noch heute – Schnelle Lieferung in der Schweiz.**