



FALTBARER DUSCHROLLSTUHL

UGS: 10167

399.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Sitzbreite: 43 cm
- Sitztiefe: 43 cm
- Sitzhöhe: 52 cm
- Breite zwischen den Armlehnen: 49 cm
- Gesamtmaße (BxTxH): 61 x 75 x 95 cm
- Gewicht: 9,9 kg
- Benutzergewicht: 125 kg

Categories: [1. Bad/Dusche/WC](#), [Duschstuhl](#)

FALTBARER UND MOBILER DUSCHSTUHL MINORQUE – MOBILITÄT UND KOMFORT IM ALLTAG

Der **faltbare Duschrollstuhl Minorque** ist eine intelligente Lösung für Personen mit eingeschränkter Mobilität, die Komfort, Praktikabilität und einfachen Transport suchen. Dieser Stuhl eignet sich besonders für die tägliche Körperpflege zu Hause oder in Pflegeeinrichtungen.

Zunächst bietet er eine **bequeme Sitzfläche aus Weichschaum** mit U-Ausschnitt zur Erleichterung der Intimpflege. Rückenlehne und Armlehnen sind ebenfalls mit Schaumstoff gepolstert für eine angenehme Stütze. Zudem ermöglicht die **hochklappbare Fußstütze** einen sichereren und einfacheren Transfer für den Nutzer.

Dieser Stuhl zeichnet sich zudem durch seinen **faltbaren Rahmen aus eloxiertem Aluminium** aus, der leicht und dennoch sehr widerstandsfähig ist. So lässt er sich nach Gebrauch platzsparend verstauen. Der **ergonomische Schiebebügel** und die großen 30 cm Hinterräder sorgen für exzellente Manövrierbarkeit, während die **Vorderräder mit Bremsen** Stabilität garantieren.

□ Hauptmerkmale:

- Leichter und langlebiger Faltrahmen
- U-Sitz mit Komfort-Schaumstoffkissen
- Gepolsterte Rückenlehne und Armlehnen
- Hochklappbare Fußstütze für einfachen Transfer
- 2 große Hinterräder + 2 Vorderräder mit Bremsen
- Eimer nach vorne oder oben entnehmbar

Komfort und Praktikabilität in einem Modell vereint

Der **faltbare Duschrollstuhl Minorque** ist die ideale Wahl, um Mobilität, Hygiene und einfache

Aufbewahrung zu kombinieren. **Bestellen Sie ihn noch heute – Schnelle Lieferung in der Schweiz!**

