



FLO-TECH CONTOUR VISCO- SCHAUMSTOFFKISSEN

UGS: 30027

360.00 CHF TVA incluse

SPEZIFIKATIONEN

- Sitzhöhe: 9 cm
- Kissentiefe: 40,5, 43, 45,5, 53, 56 cm
- Kissenbreite: 35,5, 38, 40,5, 43, 45,5, 48, 50,5, 60 cm
- Gewicht ab: 1,6 kg
- Bezug maschinenwaschbar: 80 °C
- Max. Benutzergewicht: 125 kg

Categories: [3. Ruhe](#), [Kissen](#)

FLO-TECH VISCO-SCHAUMSTOFFKISSEN – KOMFORT UND DRUCKVERTEILUNG

Das **Flo-Tech Contour Visco-Schaumstoffkissen** kombiniert eine Basis aus HR-Schaum (High Resilience, 40 kg/m³) mit einer viskoelastischen Memory-Schaumschicht (80 kg/m³). Seine anatomische Form mit über 60 mm Schaum unter den Sitzbeinhöckern sorgt für optimales Einsinken und eine ausgewogene Druckverteilung.

□ Hauptmerkmale:

- **HR-Schaum (High Resilience)** 40 kg/m³ für festen und langlebigen Halt
- **Viskoelastischer Schaum** 80 kg/m³ mit Memory-Effekt für individuellen Komfort
- **Ischialhöhe >60 mm** zur Förderung des Einsinkens und zur Reduktion von Druckspitzen
- **Anatomische Form** an die Morphologie angepasst für optimalen Halt
- **Verschiedene Abmessungen:** 8 Breiten und 5 Tiefen für alle Profile

Für mehr Selbstständigkeit und Komfort entwickelt, ist das **Flo-Tech-Schaumstoffkissen** die ideale Lösung, um Schmerzen und Dekubitus bei längerem Sitzen vorzubeugen.

Bestellen Sie jetzt Ihr Flo-Tech Contour Visco-Schaumstoffkissen – für unvergleichlichen Komfort und Halt!