



## GEBOGENES TRANSFERBRETT BUFFALO 150

**UGS:** 40030

**99.00 CHF TVA incluse**

### SPEZIFIKATIONEN

- Länge: 77 cm
- Breite: 32.5 cm
- Dicke: 0.45 cm
- Gewicht: 1.1 kg
- Max. Gewicht: 150 kg

**Categories:** [4. Hilfe/Komfort](#), [Transferbrett](#)

Gebogenes, superdünnes (4 mm) Transferbrett für Transfers und Positionswechsel. Es kann in verschiedenen Positionen angebracht werden und eignet sich für die unterschiedlichsten Transfersituationen. Die glatte Oberfläche erleichtert die Bewegung. Diese Transferhilfe entlastet Pflegekräfte beim Transfer von Personen mit eingeschränkter Mobilität, z.B. vom Bett in den Rollstuhl, und erhöht die Sicherheit. Leicht zu transportieren dank des Tragegriffs.

